

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILICONE FOR CHECKING FIT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- Crown: margin, proximal surface, occlusal surface
- Precast post: fit of post
- Inlay: margin, proximal surface
- Denture: mucosal surface

CONTRAINdications

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION

When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials, polysulfide impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylics, glycerol and spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

MIXING

Squeeze out equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.

Note:
a. To extend working time, add retarder before mixing as shown in the table below. Retarder provided with FIT CHECKER or FIT CHECKER II CANNOT be used for FIT CHECKER ADVANCED.

b. Continuously squeezing tube until replacing the cap to avoid the air being sucked into the tube. Air in the tubes may cause solid-liquid separation.

c. After use, close tubes with their original caps.

Number of drops of retarder to 5cm of base and catalyst	Working time	Minimum time in mouth
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

At 23°C, humidity 50%

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

1. Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.

2. Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages into the cartridge.

3. Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.

4. Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.

5. Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.

6. Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.

7. To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

1. Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat in the mouth. Working time is 1 minute from start of mix at 23°C (73.4°F). Hold in position for 1 minute until the material is set.

2. Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED to assess the fit of the prosthesis. A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin or thick, it should be corrected using standard techniques.

3. After assessment, remove the material and clean the prosthesis. Note:

a. Do not use FIT CHECKER ADVANCED on the surface relined with silicone based soft relining material as it would be difficult to remove.

b. FIT CHECKER ADVANCED is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.

c. Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED.

d. FIT CHECKER ADVANCED has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature.

Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.

e. Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

COLOR

White

STORAGE

Store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F).

(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. Tube
1-1 Pkg : 55g (42mL) base, 50g (42mL) catalyst, 3g retarder and mixing pads.

2. Cartridge
Two cartridge package: Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. Do not mix FIT CHECKER ADVANCED with components of any other products.

4. Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.

5. Take care to avoid ingestion of the material.

Last revised : 09/2013



'GC.'

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKON ZUR KONTROLLE DER PASSGENAUIGKEIT

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die angegebenen Indikationen zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Kontrolle der Paßgenauigkeit von
*Kronen : marginale, approximale und occlusale Flächen
*Stiften : Paßgenauigkeit des Stiftes
*Inlays : marginale, approximale Flächen
*Prothesen : Schleimhaut

Kontraindikationen

In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilitäten auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entnahme von FIT CHECKER ADVANCED sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindefähigkeit verlangsamen oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikat-, Abformmaterialien,

Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylate, Glycerol und oberflächliche Anästhetika in Spray- oder Salbenform (z.B. Lidocain).

VERARBEITUNGSANLEITUNG

ZUBEREITUNG

TUBE

Die gleiche Länge an Basis und Katalysator auf den Anmischblock geben (1 cm für Krone oder Inlay, 2-3 cm für Teilprothesen, 3-4 cm für Totalprothesen unten, 4-5 cm für Totalprothesen oben). 20 Sekunden gründlich vermischen.

Hinweise:
a. Vor dem Anmischen zur Verlängerung der Verarbeitungszeit Abbindeverzögerer gemäß den Anweisungen hinzufügen.

Der Abbindeverzögerer aus FIT CHECKER oder FIT CHECKER II kann nicht mit FIT CHECKER ADVANCED verwendet werden.

b. Halten Sie die Tube gedrückt bis der Verschluss aufgeschraubt ist, um zu vermeiden, dass angesaugte Luft eine Flüssigkeits-Separation verursacht.

c. Schließen Sie die Tube nach Gebrauch mit dem Original-Verschluss.

Anzahl der Tropfen des Abbindeverzögerers für 5 cm Paste und Katalysator	Verarbeitungszeit	Mindestverweildauer
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

bei 23°C, Luftfeuchtigkeit 50%

LADEM UND ANWENDUNG DES DISPENSERS

1. Den Hebel am GC Cartridge Dispenser II anheben und den Kolben ganz zurück schieben. Den Kartuschenhalter öffnen lassen und die Kartusche einlegen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die V-förmige Einkerbung am Ende der Kartusche nach unten zeigt. Jetzt wird der Kartuschenhalter wieder nach unten gedrückt, um die Kartusche fest im Dispenser zu verankern.

2. Den Dispenserkolben sowohl nach vorne zur Kartusche schieben, wie es geht.

3. Die Kappe mit einer Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn von der Kartusche schrauben und komplett abheben. Jetzt vorsichtig auf den Dispenser drücken, bis aus beiden Öffnungen der Kartusche ein wenig Material austritt. Es sollte sich jeweils um die gleiche Menge handeln.

4. Den MIXING TIP II, der ebenfalls eine V-förmige Einkerbung hat, an der Stelle der Einkerbung der Kartusche auf diese aufdrücken. Dies geschieht mit einer Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Nun sind alle Vorbereitungen zur Verwendung abgeschlossen.

5. Nun muss der Hebel der Kartusche mehrfach zusammengedrückt werden, um das Material aus dem Mixing Tip auszudrücken. Nach der Verwendung belassen Sie einfach den MIXING TIP II auf der Kartusche als Verschlusskappe bis zum nächsten Gebrauch. Zur Abnahme des MIXING TIP II diesen einfach entgegen des Uhrzeigersinnes abdrücken.

6. Bei der nächsten Verwendung sollte der alte Mixing Tip von der Kartusche abgedreht werden und ein wenig Material aus der Kartusche gepresst werden, um sicherzugehen, dass aus beiden Öffnungen der Kartusche gleich viel Material kommt. Wenn nicht genug Material aus der Kartusche herauskommt, entfernen Sie eventuell fest gewordene Reste von den Öffnungen.

7. Um die Kartusche aus dem Dispenser zu nehmen, muss der Dispenserkolben wieder ganz zurück geschoben werden. Dann kann die Kartusche, nachdem der Kartuschenhalter nach oben geklappt worden ist, entnommen und eine neue Kartusche eingelegt werden.

PASSGENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

1. Die Mischung auf die prothetische Arbeit geben und sie in den Mund einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute von Mischbeginn bei 23°C (73.4°F). Diese Position für 1 Minute halten bis das Material abgedunkelt ist.

2. Entnahme der prothetischen Arbeit mit einem geeigneten Instrument. Die Schichtstärke von FIT CHECKER ADVANCED überprüfen, um die Passgenauigkeit zu beurteilen. Eine gute Passung zeigt sich bei einer einheitlichen dünnen Schichtstärke des Materials. Sind Bereiche extrem dünn oder dick müssen diese in bekannter Technik korrigiert werden.

3. Entfernen Sie das Material nach der Beurteilung und reinigen Sie die prothetische Arbeit.

a. Verwenden Sie nicht FIT CHECKER ADVANCED auf Oberflächen die mit silikonbasierten weichen Unterfüllungsmaterialien ergänzt wurden, da das Entfernen schwierig wird.

b. FIT CHECKER ADVANCED ist ein hochflüssiges Material. Bitte achten Sie darauf, dass das Material nicht in den Rachen des Patienten läuft.

c. Vermeiden Sie Trockenheit auf Zahnen und Schleimhaut wenn Sie FIT CHECKER ADVANCED auftragen.

d. FIT CHECKER ADVANCED hat einzigartige chemische Eigenschaften, die eine schnellere Abbindung im Mund als außerhalb erzeugen. Daher sollte die Abbindegeschwindigkeit des Mundes überprüft werden.

e. Höhere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit, während niedrigere Temperaturen diese verlängern.

FARBE

Weiß

LAGERUNG

Lagerung bei Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte Sonneninstrahlung (15-25°C, 59-77°F). (Halbwertzeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum).

HANDELSSFORMEN

1. Tube
1-1 Packung : 55g (42mL) Basis, 50g (42mL) Katalysator, 3g Abbindeverzögerer, Anmischblocks

2. Kartusche
Doppelkartuschenpackung : Kartusche 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

ACHTUNG

1. Bei Kontakt mit Schleimhaut oder der Haut, entfernen und mit Wasser ausspülen.

2. Bei Kontakt mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

3. Mischen Sie FIT CHECKER ADVANCED nicht mit Komponenten anderer Produkte.

4. Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidungsstücken, da das entfernen schwierig ist.

5. Das Verschlucken des Materials ist zu vermeiden.

Zuletzt aktualisiert : 09/2013

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILICONE VOOR HET CONTROLEREN VAN DE PASVORM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassing door tandheelkundig gekwalificeerde.

TOEPASSINGEN

Voor het controleren van de pasvorm van:
 *Kronen : randen, approximale en oclususale vlakken.
 *Gegoten kappen : pasvorm kap.
 *Inlays : randen, approximale vlakken.
 *Prothesen : mucosale vlakken.

CONTRA-INDICATIES

Af sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

VOORZORGSMAATREGELLEN

Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwelijks worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator, voor afdrukmaterialen van condensatiesilicone, afdrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlakteverdovingsmiddelen in spuitbus of zalfvorm (bijv. lidocaïne).

GEBRUIKSAAWIJZING

MENGEN

TUBE
 Deponeer gelijke strengen basis en katalysator op het mengblok (1 cm voor kroon of inlay, 2-3 cm voor partiële prothese, 3-4 cm voor een volledige onderprothese, 4-5 cm voor een volledige bovenprothese). Meng goed gedurende 20 seconden.

Opmerkingen

- Voor het verlengen van de verwerkingsstijd kan vertrager worden toegepast als hieronder aangegeven.
- De vertrager welke wordt geleverd bij FIT CHECKER of FIT CHECKER II kan niet worden toegepast bij FIT CHECKER ADVANCED.

b. Hou de tube ingedrukt totdat de dop is teruggeplaatst om te voorkomen dat er lucht in de tube wordt gezogen, dit kan ontmeting van de inhoud veroorzaken.

c. Na gebruik, de tuben afsluiten met de daarvoor bestemde doppen.

Aantal druppels vertrager op 5 cm bases en katalysator.	Verwerkingsstijd	Minimumpuntijd in de mond
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

Bij 23°C, vochtigheid 50%

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druk de ontgrendelhendel van de GC CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjerdolle terug. Klap de borgklep van de cartridgehouder omhoog en houd de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de flens van de cartridge omlaag is gericht. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.

2. Duw de ontgrendelhendel omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dophetje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachtjes in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te sputten. Controleer of basismateriaal en katalysator er gelykmatig uitkomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de borring van de MENGNAALD II op de V-vormige markeering tussen de twee cartridgecilinders. De mengnaald stevig aandrukken en de gekleurde borring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Een aantal keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze teverken als afsluiting dienstbaar zijn. De mengnaald wordt verwijderd door de borring van de mengnaald tegen de klok in draaien tot de V-vormige markeering gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald iets naar beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats pas een nieuwe direct voor gebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhendel omhoog en trek men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwe in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel en plaats dit vervolgens in de mond. De verwerkingsstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73,4°F). Houd in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Verwijder de voorziening met een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film zichtbaar is. Als er een plek is waar de film extreem dun is, dan moet deze worden gerecorigeerd volgens standaard technieken.

3. Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorziening reinigen.

Opmerking:
 a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED op oppervlakken die bedekt zijn met een siliconen rellining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.

b. FIT CHECKER ADVANCED is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.

c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandlees als FIT CHECKER ADVANCED wordt aangebracht.

d. Door de unieke chemische samenstelling van FIT CHECKER ADVANCED polymeriseert het materiaal sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden getest of materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur buiten de mond geeft verkeerde informatie.

e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingsstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingsstijd.

KLEUR

Wit
OPSLAG
 Opslag op kamertemperatuur weg van direct zonlicht (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Houdbaarheid: 2 jaar vanaf de datum van fabricage).

VERPAKKINGEN

1. Tube
 1-1 verpakking : 55g (42mL) basis, 50g (42mL) katalysator, 3g vertrager, mengblok
 2. Cartridge
 Verpakking met twee cartridges : Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

WAARSCHUWING
 1. In geval van contact met slijmvlies of huid, verwijder het materiaal en was met water.
 2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.
 3. Meng FIT CHECKER ADVANCED niet met componenten van andere producten.
 4. Voorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.
 5. Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingerukt.

Laatste herziening : 09/2013

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKONE TIL KONTROL AF PASFORM

Materialet er udelukkende bereget til tandlægebrug ved de anbefaede indikationer.

INDIKATIONER

Pasform-kontrol af
 *Kroner : Kanter, approssimale- og oclususale flader.
 *Støtte stifter : Stiftens pasform.
 *Indlæg : Kanter og approssimale flader.
 *Proteser : Pasform i relation til mucosa.

KONTRAINDIKATIONER

I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage irritation hos enkelte personer. Hvis dette skeer, så afbryd brug af produktet øjeblikket og sag lægehjælp.

FORBEHOLD

Når FIT CHECKER ADVANCED blandes, er det vigtigt at følgende materialer ikke kommer i kontakt eller blandes sammen med materialet, idet det kan forlænge eller forhindre afbindningen: Katalysatorstof, silikone aftryksmaterialer, polysulfid aftryksmaterialer, eugenolholdige materialer, svovel, latex, olie, akrylat, glycerol og spray-typer eller salver til lokal overfladeanæstesi (f.eks. lidokain).

BRUGSANVISNING

BLANDING

TUBER

Pres ens længder af base og katalysator ud på blandeblokken (1 cm til en krone eller et indlæg, 2-3 cm til en delprothese, 3-4 cm til en hel under og 4-5 cm til en hel over). Bland omhyggeligt i 20 sekunder.

a. Arbejdstiden kan forlænges ved tilsætning af retarder inden blanding.

Aktivatoren som følger med FIT CHECKER eller FIT CHECKER II kan ikke anvendes til FIT CHECKER ADVANCED.

b. For at undgå at luftblæser (som separerer væske ud) suges ind i tuben, holdes trykket på tuben indtil hæften er sat på.

c. Etter brug lukkes begge tuben med tilhørende hætte.

Antal dræber af aktivator til 5cm base og katalysator	Arbejdstid	Minimum tid i munden
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

Ved 23°C, luftfugtighed 50%

ISÆTNING OG DISPENSERING FRA ET NYTT MAGASIN

1. Tryk udlosgrebet på GC CARTRIDGE DISPENSER II op imod stemplet og træk stemplet helt tilbage i dispenseren. Løft dispenserns magasinholder og sæt magasinet i, således at det vedtægts hak pâmagasinet flange vender nedad. Tryk magasinholderen ned for at fastholde magasinet korrekt.

2. Tryk igen på udlosgrebet og skub stemplet helt ind mod magasinet.

3. Fjern hæften på magasinet ved at dreje den 1/4 omgang imod uret. Vip hæften nedad og fjern den fra magasinet. Tryk forsigtigt på dispensershåndtaget, så der presser lidt materiale ud af de 2 åbnninger på magasinet. Base og katalysator skal komme jævnud.

4. Tilpas det V-formede hak på kanten af MIXING TIP II med det V-formede hak på magasinet. Tryk blandespidsen godt fast og drej den farvede manchet 1/4 omgang imod uret. Nu er dispenseren parat til bruk.

5. Tryk flere gange på håndtaget, så der presses materiale ud. Efter brug, så kan MIXING TIP II efterlades som beskyttelseshætte indtil næste gang, materialet skal anvendes.

6. Den brugte blandespids skal skiftes ud med en ny, inden materialet anvendes igen. Inden den nye spids sættes på, skal man igen lige kontrollere, at der kommer materiale ud af begge åbnninger. Hvis dette ikke er tilfældet, så fjernes det hårde materiale, således at nyt kan komme ud.

7. For at udskifte et magasin, så holdes udlosgrebet op imod stemplet, og dette trækkes ud. Tag det tomme magasin ud ved at løfte magasinholderen op og herefter fjerne magasinet.

FIT CHECKING

1. Pâfar blandingen pâ indersiden af protesen og sæt den i munden. Arbejdstid er 1 minut fra start af blanding ved 23°C (73,4°F). Hold protesen i position i 1 minut indtil materialet er hærtet.

2. Fjern protesen. Kontroller tykkelsen af FIT CHECKER ADVANCED for at bedømme tilpasningen. En passende tykkelse er når den er dækket med en tynd film over det hele. Hvis der er steder som er meget tynde eller tykke, skal det korrigeres ved at bruge en standardteknik.

3. Etter tilpasningen fjernes materialet og protesen rennes.

BERÆRK:

a. Brug ikke FIT CHECKER ADVANCED pâ overflader hvor der er anvendt silikonebasert blød relining materialet, da det vil vanskeliggøre fjernelse.

b. FIT CHECKER ADVANCED er et meget flydende materiale. Pas på at materialet ikke løber ned i patientens hals.

c. Undgå udtering af tand og bløddæv nær FIT CHECKER ADVANCED pâføres.

d. FIT CHECKER ADVANCED har en unik kemisk som gör, at det afbinds hurtigere i munden end ved rumtemperatur. Derfor, hvis det ønskes at bestemme afbindningsstider, så skal det foregå i munden, alt andet vil give et falsk resultat.

e. Høj temperatur vil afkorre arbejdstiden og lav temperatur vil forlænge arbejdstiden.

FARVE

Hvid

OPBEVARING

Opbevares mørkt og i rumtemperatur (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato).

FORPACKNINGER

1. Tube
 1-1 pakning : 55g (42mL) base, 50g (42mL) katalysator, 3g retarder (forlæng arbejdstiden) og blandeblok

2. Magasin 2 stk. magasiner 62g (48mL) x 2, Blandespidsen nr. II S x 3, II SS x 3, Blandespidsen nr. II S x 3

ADVARSEL

1. I tilfælde af materialet på slimhinder eller huden : Fjern materialet og skyld omhyggeligt med vand.

2. I tilfælde af materialet i øjene : Skyld omhyggeligt med vand og sog læge.

3. Bland ikke FIT CHECKER ADVANCED med komponenter fra andre produkter.

4. Undgå at få materialet på tejet, da det er svært at fjerne.

5. Undgå at synke materialet.

Sidst revideret : 09/2013

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPES SILIKON FÖR KONTROLL AV PASSFORM

Produkten ska endast användas av professionella utövare inom de angivna indikationerna.

ANV

FIT CHECKER™ ADVANCED

VPE SILICON FOR CHECKING FIT

For use only by dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
- Coronary: cervical, proximal surface, occlusal surface
- Precious: post & post
- Inlay: margin, proximal surface
- Denture: mucosal surface

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION
When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials/polysiloxane impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylicates, glycerol and spray-on/oil-in-monomer type topical surface anesthetics (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE**MIXING**

Submerge equal lengths of base and catalyst onto the mixing pad (1 cm for crown or inlay, 2-3 cm for partial denture, 3-4 cm for complete lower denture, 4-5 cm for complete upper denture). Mix thoroughly for 20 seconds.

Note:
a. To extend mixing time, add extra retarder as shown in the table below. Retarder is provided with FIT CHECKER or FIT CHECKER II cannot be used for FIT CHECKER ADVANCED.

- Continue squeezing tube until replacing the cap to avoid the air being sucked into the tube. Air in the tubes may cause solid-liquid separation.
- After use, close tubes with their original caps.

Number of drop of retarder to 5cm of base and catalyst	Working time	Minimum time in mouth
0	1 min.	
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	

At 23°C, humidity 50%

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch at the front of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down so that the cartridge firmly in place.
- Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages with the cartridge.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn counter-clockwise. Tilt the cartridge handle so that the dispensing tip is pointing towards the dispensing handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- If you do not remove the MIXING TIP II at this point become the storage cap until next use. After removing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn counter-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. After removing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn counter-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

1. Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat in the mouth. Wait for 1 minute until the material is set.

2. Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED to assess the fit of the prosthesis.

A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin, it should be corrected using standard techniques.

3. After assessment, remove the material and clean the prosthesis.

Note:
a. Do not use FIT CHECKER ADVANCED on the surface refined with silicon based soft refining material as it would be difficult to remove.

b. FIT CHECKER ADVANCED is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.

c. Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED.

d. FIT CHECKER ADVANCED has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature.

Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.

e. Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

COLOR

White

Storage: Store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F).

(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

- 1 Pkg.: 55g (42mL) base, 50g (42mL) catalyst, 3g retarder and mixing pads.
- Cartridge: Two cartridge package: Cartridge 62g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and medical attention.

3. Do not mix FIT CHECKER ADVANCED with components of any other products.

4. Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.

5. Take care to avoid ingestion of the material.

Last revised : 09/2014

Последняя редакция: 09

FIT CHECKER™ ADVANCED
VPES SILIKON PRE KONTROLU PRESTROJI DOSADENIA

Určený na použitie výhradne v stomatologickéj praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

- Pri kontrole pred a počas dosadenia protetických náhrad.
- Korunky: okraj, priľahavá povrch, okluzná povrch
- Prefabrikované čapy: presnosť dosadenia čapu
- Inlej: okraj, priľahavá povrch
- Zubné protezy: povrh sliznice

KONTRAINDIKÁCIE

V jediných prípadoch môže výrobok využiť v niektorých osob prečivenit. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekárku.

UPOZORNENIE**PRI UPOŽ. FIT CHECKER ADVANCED**

Pri vytlačení FIT CHECKER ADVANCED sa treba vyhnúť mriešaniu alebo kontaktu s nasledovnými materiálmi, ktorí by mohli spomaliť alebo zabrániť tuhnutiu: katalyzátor konvenčných silikonových odtačkovočích materiálov, polysulfidov odtačkovočích materiálov, materiály s obsahom eugenolu, síra, latex, olyci, akrylaty, glycerol alebo lokálnu anestetiku vo forme spreja alebo masti (napr. lidokain).

NAVOD NA POUŽITIE**MIESANIE****TUBA**

Vytlačte rovnakú množstvo bázy a katalyzátora na miešacie podložku (1 cm pre korunku alebo inlej, 2-3 cm pre častočnú smietanuľu náhradu, 3-4 cm pre celkovú dolnú protézu, 4-5 cm pre celkovú hornú protézu). Dôkladne premiešajte 20 sekúnd.

PRI UPOŽ. FIT CHECKER ADVANCED**POV. 1****POV. 2****POV. 3****POV. 4****POV. 5****POV. 6****POV. 7****POV. 8****POV. 9****POV. 10****POV. 11****POV. 12****POV. 13****POV. 14****POV. 15****POV. 16****POV. 17****POV. 18****POV. 19****POV. 20****POV. 21****POV. 22****POV. 23****POV. 24****POV. 25****POV. 26****POV. 27****POV. 28****POV. 29****POV. 30****POV. 31****POV. 32****POV. 33****POV. 34****POV. 35****POV. 36****POV. 37****POV. 38****POV. 39****POV. 40****POV. 41****POV. 42****POV. 43****POV. 44****POV. 45****POV. 46****POV. 47****POV. 48****POV. 49****POV. 50****POV. 51****POV. 52****POV. 53****POV. 54****POV. 55****POV. 56****POV. 57****POV. 58****POV. 59****POV. 60****POV. 61****POV. 62****POV. 63****POV. 64****POV. 65****POV. 66****POV. 67****POV. 68****POV. 69****POV. 70****POV. 71****POV. 72****POV. 73****POV. 74****POV. 75****POV. 76****POV. 77****POV. 78****POV. 79****POV. 80****POV. 81****POV. 82****POV. 83****POV. 84****POV. 85****POV. 86****POV. 87****POV. 88****POV. 89****POV. 90****POV. 91****POV. 92****POV. 93****POV. 94****POV. 95****POV. 96****POV. 97****POV. 98****POV. 99****POV. 100****POV. 101****POV. 102****POV. 103****POV. 104****POV. 105****POV. 106****POV. 107****POV. 108****POV. 109****POV. 110****POV. 111****POV. 112****POV. 113****POV. 114****POV. 115****POV. 116****POV. 117****POV. 118****POV. 119****POV. 120****POV. 121****POV. 122****POV. 123****POV. 124****POV. 125****POV. 126****POV. 127****POV. 128****POV. 129****POV. 130****POV. 131****POV. 132****POV. 133****POV. 134****POV. 135****POV. 136****POV. 137****POV. 138****POV. 139****POV. 140****POV. 141****POV. 142****POV. 143****POV. 144****POV. 145****POV. 146****POV. 147****POV. 148****POV. 149****POV. 150****POV. 151****POV. 152****POV. 153****POV. 154****POV. 155****POV. 156****POV. 157****POV. 158****PO**