



A GC megkönnyíti az ortodonciai ragasztásokat Fuji ORTHO LC PP Automix és Fuji ORTHO BAND LC PP

Könnyű felhelyezés és eltávolítás

A GC büszkén mutatja be a GC Fuji ORTHO család 3 új tagját: Fuji ORTHO LC PP Automix, Fuji ORTHO BAND LC PP és GC Fuji ORTHO Gel Conditioner.

A GC Fuji ORTHO családnak jó hírneve van az ortodonciai ragasztó anyagok terén. A műgyantával erősített üvegeionomerekkel dolgozni igazán egyszerű, mivel nincs szükség savazásra, és a felszínt sem kell szárazan tartani. A hosszan tartó és újratölthető fluorid leadás segít megvédeni a zománcot, és csökkenti a fehér foltok kialakulását az fogszabályzó kezelés során. A különlegesen jól kiegyensúlyozott ragasztási erejének köszönhetően a brackettek, gyűrűk és készülékek biztosan helyben maradnak a kezelés során, mindemellett könnyen eltávolíthatóak anélkül, hogy a zománc sérülne.



A **GC Fuji ORTHO LC PP Automix** a jól ismert Fuji Ortho LC megújult formája, ami eddig csak por-folyadék kiszerelésben volt elérhető. Mostantól ezt a bizonyított anyagot elérheti Automix paszta-paszta kiszerelésben is. Ez azt jelenti, hogy a fénypolimerizálás adta kényelem mellett élvezheti a mennyiség megválasztás szabadságát is, garantáltan helyes keverési arányok mellett.



A fényre keményedő **GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak** az önkötő GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak mellett lesz elérhető. A két anyagot kifejezetten a gyűrűk és készülékek rögzítésére fejlesztették ki. A kék színének köszönhetően jól felismerhető, mely előnyeit az applikálás és az eltávolítás során is élvezheti.

A két új anyag bevezetése mellett bemutatjuk a **GC Fuji ORTHO Gel Conditioner**-t. Az esetek többségében nincs szükség savazásra, ami előnyös a fog számára, mert így nem roncsolódnak az előkészítés során. Azonban néhány esetben extra rögzítési erőre van szükség. Az Ortho gél 10 másodperces alkalmazásával a zománcot kíméletesen kondicionáljuk az erősebb rögzítési erő érdekében.



- 'GC'** Automix Paste Pak patron kiszerezés
- 'GC'** Csak 3µm-es rétegvastagság
- 'GC'** Magas fluoridleadás
- 'GC'** Kék szín az applikáció és az eltávolítás utáni egyszerű megtisztítás érdekében

GC Fuji ORTHO család – fejlett megoldások a kimagasló eredményekért, a nyugodt és elégedett betegekért.

