


GLUMA®

GLUMA® Bond Universal
The all-in-one drop.



Giving a hand to oral health.

GLUMA® Bond Universal – Strong bonding for life.

Az univerzális bond jelentése: egy anyag mindenre!

Csak 1 ●●●

●●● anyag az összes technikához

A GLUMA Bond Universal használata esetén szabadon választhat bondozási technikát:

- Teljes savazás: a zománcot és a dentint is bevonhatja a savazási lépésbe.
- Szelektív savazás: savazhatja csak a zománcot.
- Önsavazás: bondozhat külön álló savazás nélkül.

Dolgozhat az Ön által legkedveltebb módszerrel – mindig megbízható kötőerőt fog elérni.

●●● anyag az indikációk széles köréhez és az intraorális javításokhoz

Egy anyag biztosítja a direkt és indirekt restaurációk adhezív ragasztását – valamint a leplezések töréseinek, repedéseinek intraorális javítását.

- Bármely Black szerinti kavitásba készülő fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő metakrilát bázisú kompozit / kompomér direkt restauráció bondozása.
- Fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő csonkfelépítő anyagok bondozása.
- Túlérzékeny fogfelületek lezárása.
- Kavitások alábélelése amalgám tömés előtt.
- Barázdazárók bondozása.
- Kavitások és preparált csonkok védelme az indirekt restaurációk rögzítése előtt (az immediate dentine sealing technikának megfelelően).
- Indirekt reastaurációk ragasztása fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő adhezív rezin cementekkel kombinálva.
- Kompozit és kompomér restaurációk, fémkerámia, fém és teljes kerámia restaurációk intraorális javítása.



GLUMA® Bond Universal – Let's get to the point.

GLUMA®


GLUMA® Bond Universal – egy univerzális bond legyen univerzális!

Egy flakon...

... az össze technikához:

Azon túl, hogy a Gluma Bond Universal bármely adhezív technikával kiváló eredményre alkalmazható, a vizsgálat az anyag könnyű felhasználhatóságát is igazolta.

A GLUMA Bond Universal az arany standarddal megegyező kötőerőt mutat




Forrás: University of Mainz & Heraeus Kulzer, Germany, 2014

... az összes anyaghoz:

A Gluma Bond Universal MDP tartalma biztosítja a kiváló kötőerőt fém és kerámia felszínen, ahogy ezt a laboratóriumi vizsgálatok is igazolták.

A kerámia felszínre applikáljon Gluma Ceramic Primert a Gluma Bond Universal előtt!

A GLUMA Bond Universal kiválóan működik a fém és oxid kerámia felszíneken.



Forrás: Heraeus Kulzer, Germany, 2014

GLUMA® Bond Universal: kiszerezések

GLUMA® Bond Universal utántöltő

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal

Használati utasítás

Rendelési szám: 66061421

GLUMA® Bond Universal Bottle Value Pack

3 x 4 ml GLUMA Bond Universal

Használati utasítás

Rendelési szám: 66061422

GLUMA® Bond Universal Bottle Professional készlet

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal

1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer

1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel

25 zöld applikátor (vékony)

25 piros applikátor (normál)

10 savazó kanül

Keverő lap

Használati utasítás

Rendelési szám: 66061423


GLUMA® Ceramic Primer

1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer

Rendelési szám: 66061425



Az Ön Heraeus Kulzer forgalmazója:



Heraeus Kulzer Hungary Kft

Stefánia út 101-103.

1143 Budapest