

# Termékkatalógus

## Fogorvosi anyagok

Giving a hand to oral health.

# TARTALOMJEGYZÉK

---

1.1	ADHEZÍV RENDSZEREK / TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE	
	Gluma Desensitizer	2.
1.2	ADHEZÍV RENDSZEREK / SAV	
	Gluma Etch	3.
1.3	ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK	
	Gluma 2Bond	4.
	Gluma Self Etch	5.
	Gluma Bond Universal	6.
2.1	TÖMŐANYAGOK / FOLYÉKONY KOMPOZIT	
	Charisma Flow	7.
2.2	TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK	
	Charisma Classic	8-9.
	Charisma Topaz	10-11.
	Charisma Diamond	12-13.
2.3	TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK	
	Charisma EasyShine	14.
	Translux Wave	15.
3.1	LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON	
	Variotime	16-19.
3.2	LENYOMATANYAGOK / C-SZILIKON	
	Optosil / Xantopren	20-21.
3.3	LENYOMATANYAGOK / HARAPÁSRÖGZÍTŐ	
	Variotime Bite	22.
3.4	LENYOMATANYAGOK / ALGINÁTOK	
	Alginoplast / Xantalgin	23.
4.1	IDEIGLENES ANYAGOK	
	DENTALON Plus	24.
	PreVISION Cem	25.
5.1	RÖNTGEN / INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM	
	Agfa Dentus E-Speed	26.
5.2	RÖNTGEN / KIEGÉSZÍTŐK	
	Agfa Dentus / Vegyszerek	27.
6.1	HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS / EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL KANÜLÖK	
	Sopira carpule	28.

# 1.1 ADHEZÍV RENDSZEREK / TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE

## GLUMA® DESENSITIZER TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ OLDAT

### Indikációs terület:

- Fognyaki kopások, amelyek még nem igénylik az invazív beavatkozásokat
- A fogak preparálása után kialakuló posztoperatív érzékenység megelőzésére és csökkentésére

### Előnyök:

- Csökkenti az érzékenységet
- Hatékony
- Adhezív rendszerekkel együtt is használható
- Penetrál a dentintubulusokba, nem képez filmréteget a foganyag felszínén, ezért indirekt pótlások készítése során is alkalmazható
- Klinikailag bizonyítottan 12 hónapon keresztül hatásos
- Nem szükséges megvilágítani fotopolimerizációs lámpával



## TERMÉKEK

### GLUMA DESENSITIZER

#### Utántöltő

##### Tartalom

1 x 5 ml üveg

##### Cikkszám

6600 3764

**REALITY**  
Five Star Award



## 1.2 ADHEZÍV RENDSZEREK / SAV

### GLUMA® ETCH 35%- OS ORTOFOSZFORSAV GÉL

#### Indikációs terület:

Zománc és zománc/dentin savval történő előkészítése a "total-etch" technikával alkalmazott adhezív rendszer applikálása előtt.

- Kompozit és kompomer restaurátumok
- Indirekt restaurátumok (inlayek, koronák, hidak, héjak)
- Barázdazárók

#### Előnyök:

- Egyszerűen használható és pontosan applikálható
- Könnyen elkülöníthető a foganyagtól

## TERMÉKEK

### GLUMA ETCH 35 GEL

#### Utántöltő

##### Tartalom

2 x 2,5 ml fecskendő  
25 db kanül

##### Cikkszám

6600 0130



## 1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

### GLUMA® 2BOND 5. GENERÁCIÓS BOND

#### Indikációs terület:

- Adhezív rögzítése direkt kompozit és kompomer restaurációknak
- Adhezív rögzítése indirekt kompozit és kerámia restaurációknak
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

#### Előnyök:

- Kifejezett hatékonyság egyedi összetételének köszönhetően
- Egy réteg applikálása után végbemeget a primer és az adhezív penetrációja és csökkenti a túlérzékenységet
- Nagyobb biztonság: kimagasló kötőerő és kifejezett széli zárás érhető el a használatával
- Egyszerű használat: Felhasználásra kész, egy üveges rendszer. Az anyag előzetes keverése vagy felrázása nélkül használható.



## TERMÉKEK

### GLUMA® 2BOND

#### Utántöltő

##### Tartalom

1 x 4 ml üveg  
50 db applikátor vég  
Keverőpad  
Képes útmutató

##### Cikkszám

6604 0972



#### Kedvezményes utántöltő csomag

##### Tartalom

3 x 4 ml üveg  
Képes útmutató

##### Cikkszám

6604 0971



#### Készlet

##### Tartalom

1 x 4 ml üveg  
50 db applikátor vég  
Keverőpad  
Képes útmutató  
2 x 2,5 ml Gluma Etch 35 Gél  
fecskendő  
25 db kanül

##### Cikkszám

6604 0973



## 1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

### GLUMA® SELF ETCH 7. GENERÁCIÓS ÖNKONDITIONÁLÓ BOND

#### Indikációs terület:

- Felszínek adhezív előkészítése fényre kötő kompozitok számára
- Felszínek adhezív előkészítése fényre kötő ragasztó cementekkel rögzülő indirekt pótlások számára
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

#### Előnyök:

- Minimális behatási idő
- Azonnal kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Csupán egy réteg felvitele után végbemegy a felszín kondicionálása és a bondanyag penetrációja, valamint kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Kismértékű posztoperatív érzékenység
- A Gluma Self Etch használatával kimagasló kötőerős és kifejezett széli zárás érhető el



## TERMÉKEK

### GLUMA® SELF ETCH

#### Utántöltő

##### Tartalom

1 x 4 ml üveg  
50 db applikátor vég  
Keverőpad

##### Cikkszám

6604 6246

#### kedvezményes utántöltő csomag

##### Tartalom

3 x 4 ml üveg  
Képes útmutató

##### Cikkszám

6604 6247



## 1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

### GLUMA® BOND UNIVERSAL UNIVERZÁLIS BOND

#### Indikációs terület:

- Egy anyag biztosítja a direkt és indirekt restaurációk adhezív ragasztását – valamint a leplezések töréseinek, repedéseinek intraorális javítását.
- Bármely Black szerinti kavitásba készülő fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő metakrilát bázisú kompozit /kompomer direkt restauráció bondozása.
- Fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő csonkfelépítő anyagok bondozása.
- Túlérzékeny fogfelületek lezárása.
- Kavitások alábélelése amalgámtömés előtt.
- Barázdazárók bondozása.
- Kavitások és preparált csonkok védelme az indirekt restaurációk rögzítése előtt (az immediate dentine sealing technikának megfelelően).
- Indirekt reastaurációk ragasztása fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő adhezív rezin cementekkel kombinálva.
- Kompozit és kompomer restaurációk, fémkerámia, fém és teljes kerámia restaurációk intraorális javítása.



## TERMÉKEK

### GLUMA® BOND UNIVERSAL

#### Professional készlet

##### Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal  
1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer  
1 x 2,5 ml GLUMA Etch 35 Gel  
25 zöld applikátor (vékony)  
25 piros applikátor (normál)  
10 savazó kanül  
Keverő lap  
Használati utasítás

##### Cikkszám

6606 1423



#### Utántöltő

##### Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal  
Használati utasítás

##### Cikkszám

6606 1421



#### Kedvezményes utántöltő csomag

##### Tartalom

3 x 4 ml GLUMA Bond Universal  
Használati utasítás

##### Cikkszám

6606 1422



#### GLUMA® Ceramic Primer

##### Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer

##### Cikkszám

6606 1425



## 2.1 TÖMŐANYAGOK / FOLYÉKONY KOMPOZIT

### CHARISMA® FLOW FOLYÉKONY HIBRID KOMPOZIT

#### Indikációs terület:

- Barázdazárás
- Kiterjesztett barázdazárás
- V. osztályú üregek
- Kis kiterjedésű, okklúziós erőknek nem kitett I. és II. osztályú üregek
- Kis kiterjedésű III. osztályú üregek
- Kismértékű fogforma és fogszín korrekció
- Direkt és indirekt kompozit pótlások javítása
- Fogak sínezése
- Alábélelés
- Brekett ragasztás

#### Előnyök:

- A színe tökéletesen harmonizál a Charisma tömőanyagok színével
- Tixotróp
- Röntgenárnyékot ad
- Kifejezett kaméleon-hatás
- Széles színválaszték



## TERMÉKEK

### CHARISMA FLOW

#### Fecskendő készlet

##### Tartalom

4 x 1,8 g  
(A1, A2, A3 színű és Baseline fecskendő)  
Kiegészítők

**Cikkszám 6601 5521**



#### 1 x 1.8 g- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6601 5495
A2	6601 5496
A3	6601 5497
A3.5	6601 5498
B2	6601 5499
B3	6601 5500
OA2	6601 5501
OA4	6601 5502
Baseliner	6601 5504



#### Flow kanülök

##### Tartalom

100 db kanül

**Cikkszám 6600 2613**





## 2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK

### CHARISMA® CLASSIC SZUBMIKROMÉTER HIBRID KOMPOZIT

#### Indikációs terület:

- Direkt restaurációk az I.-V. osztályú Black kavitások esetén
- Direkt kompozit héjak
- Alakkorrekciók (pld. diasztéma zárás, veleszületett deformitások, stb.)
- Trauma vagy fogágy betegség miatt meggyengült fogak sinezése
- Tejfog restaurációk
- Kerámia vagy kompozit leplezések javítása (megfelelő javító készlettel kombinálva)



## TERMÉKEK

### CHARISMA CLASSIC

#### SYR Ccombi Kit 8 x 4g + G2B

##### Tartalom

A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3  
 1 x 4 ml Gluma 2Bond  
 2 x 25 ml GLUMA Etch 35 Gél  
 Fogszínkulcs  
 Piktogram

##### Cikkszám

6605 6108



#### SYR Ccombi Kit 6 x 4g + G2B

##### Tartalom

2 x A2, A3, + 1 x A1, A3,5  
 1 x 4 ml Gluma 2Bond  
 2 x 25 ml GLUMA Etch 35 Gél  
 Piktogram

##### Cikkszám

6605 6109



#### SYR Assortment 4 x 4 g

##### Tartalom

A1, A2, A3, OA2  
 Fogszín kulcs  
 Piktogram

##### Cikkszám

6605 6110



#### SYR Assortment 8 x 4 g

##### Tartalom

2 x A2, A3, + 1 x A1, A3.5, B2, OA2  
 Piktogram

##### Cikkszám

6605 6111



#### Fogszínkulcs

##### Tartalom

1 db Fogszínkulcs

##### Cikkszám

6605 6113



#### 1 x 4 g- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6605 6076
A2	6605 6077
A3	6605 6078
A3.5	6605 6079
A4	6605 6080
B1	6605 6101
B2	6605 6102
B3	6605 6103
C2	6605 6104
OA2	6605 6105
OA3	6605 6106
OA3.5	6605 6107





## TERMÉKEK

### CHARISMA TOPAZ

#### Syringe Basic Kit + GLUMA Bond Universal

##### Tartalom

1 x 4 g (A2; A3; A3.5; B2; CL; OM  
színek)  
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal;  
1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel;  
Rétegezési útmutató  
Piktogram

##### Cikkszám

6606 7179



#### Syringe Master Kit + GLUMA Bond Universal

##### Tartalom

1 x 4 g (A1; A2; A3; A3.5; B2; C2;  
CL; OL; OM; OD színek)  
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal;  
1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel;  
Fogszínkulcs,  
Rétegezési útmutató,  
Piktogram

##### Cikkszám

6606 7180



#### 1 x 4- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6606 7163
A2	6606 7164
A3	6606 7165
A3.5	6606 7166
A4	6606 7167
B1	6606 7168
B2	6606 7169
B3	6606 7170
C2	6606 7171
OL	6606 7172
OM	6606 7173
OD	6606 7174
CL	6606 7175
CO	6606 7176
BL	6606 7177
OB	6606 7178



#### Fogszínkulcs

##### Tartalom

1 db Charisma Topaz Fogszínkulcs

##### Cikkszám

6606 7181



## 2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK

### CHARISMA® DIAMOND TCD BÁZISÚ NANOHIBRID KOMPOZIT

#### Indikációs terület:

- I.-V. osztályú üregekhez
- Fogforma és fogszín korrekciója (pl. diasztéma zárás)
- Traumás sérülés vagy parodontális elváltozások miatt meglazult fogak sínezése
- Tejfogak ellátása
- Porcelán és kompozit restaurátumok javítása (megfelelő adhezív rendszerrel)
- Direkt kompozit héjak
- Csonkfelépítés



## TERMÉKEK

### CHARISMA DIAMOND

#### Syringe Intro Kit

##### Tartalom

1 x 4 g (A2, A3 és OM színek)  
Fogszínykulcs

**Cikkszám** 6604 3863



#### Syringe Basic Kit

##### Tartalom

2 x 4 g (A2, A3, A3,5, OM és OD színek)  
Fogszínykulcs

**Cikkszám** 6604 3864



#### Syringe Master Kit

##### Tartalom

10 x 4 g (A2, A3, A3,5, A4, B2, C2,  
OM, OD, CL és BL színek)  
1 x 4 ml GLUMA 2Bond  
2 x 2,5 ml GLUMA Etch 35 Gel  
Fogszínykulcs  
Kiegészítők

**Cikkszám** 6604 3881



#### 1 x 4 g- os fecskendő

Színek	Cikkszám
<b>Univerzális színek</b>	
A1	6604 3882
A2	6604 3883
A3	6604 3884
A3.5	6604 3885
A4	6604 3886
B1	6604 3887
B2	6604 3888
B3	6604 3889
C2	6604 3890
C3	6604 3891
D3	6604 3892
<b>Opák színek</b>	
OL	6604 3893
OM	6604 3894
OD	6604 3895
<b>Incizális színek</b>	
CL	6604 3899
AM	6604 3900
CO	6604 3901
YO	6604 3902
<b>Bleach színek</b>	
BL	6604 3896
BXL	6604 3897
OB	6604 3898



#### 2- rétegű fogszínykulcs

##### Tartalom

1 db Fogszínykulcs

**Cikkszám** 6604 4554



## 2.3 TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK

### CHARISMA® EASYSHINE EGY LÉPÉSES POLÍROZÓ RENDSZER

#### Indikációs terület:

- Fotopolimerizációs kompozit restaurációk polírozása, finírozása

#### Előnyök:

- A gyémántszemcsékkel megerősített polírozó rendszer segítségével kiváló polírozási eredmény érhető el
- A finírozás és a polírozás egyetlen lépésben, a nyomás szabályozásával elvégezhető
- Három különböző forma biztosítja az összes intraorális applikáció megfelelő polírozhatóságát
- Az összes polírozó sterilizálható, ezáltal többször felhasználható



## TERMÉKEK

### CHARISMA EASYSHINE

#### Polishing Kit

##### Tartalom

6 db polírozó  
(2 x láng, 2 x nagy láng, 2 x harang)

**Cikkszám** 6606 0002

#### Utántöltő - láng

##### Tartalom

12 db utántöltő

**Cikkszám** 6606 0003

#### Utántöltő - harang

##### Tartalom

12 db utántöltő

**Cikkszám** 6606 0005

#### Utántöltő - nagy láng

##### Tartalom

12 db utántöltő

**Cikkszám** 6606 0004

## 2.3 TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK

### TRANSLUX® WAVE® LED BÁZISÚ POLIMERIZÁCIÓS LÁMPA

#### Tulajdonságok és előnyök:

- Toll forma: a könnyű és ergonomikus toll formájú kialakítás a kisebb kezű orvosoknak is kényelmes munkát biztosít.
- A kézidarab továbbfejlesztett törésszögének és a 360°-ban elforgatható fényvezető szárnak köszönhetően javult a moláris területhez való hozzáférés.
- Egyszerű kezelés: az egyetlen Bekapcsolás/program választó gomb segítségével könnyedén választhatunk 10 és 20 mp-es üzemmód között.
- LED fény mutatja a választott programot.
- Vezetékmentes: A vezetékmentes kiszerelem maximális mozgásszabadságot biztosít.
- Megbízható teljesítmény: a Translux Wave erős és hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorral ellátott. Az akkumulátor töltése/újratöltése nagyon rövid időt vesz igénybe és az akkumulátor cseréje is gyors és egyszerű, nem igényel semmilyen segédeszközt. A beépített radiometer biztosítja az állandó teljesítményt a tökéletes polimerizációhoz.
- A Translux Wave a legmodernebb LED bázisú polimerizációs lámpa, amely biztosítja az összes camphor quinone fotoiniciátorral működő fogászati anyagok optimális polimerizációját.



## TERMÉKEK

### TRANSLUX® WAVE® REGIO

Tartalom	Cikkszám
Kézidarab, 8 mm fényvezető, fényvédő, töltő egység, tápegység	<b>6605 5012</b>

Műszaki adatok	
<b>Teljesítmény</b>	> 1,200 mW/cm <sup>2</sup>
<b>Hullámhossz</b>	440–480 nm
<b>Töltő egység méretei</b>	H: 140xSz: 60xM: 60 mm
<b>Kézidarab méretei</b>	H: 210 mm, Ø 23 mm
<b>Súly</b>	Töltő egység: 437 g, Kézidarab: 145 g
<b>Tápegység (töltő egység)</b>	100 - 240 V (AC), 50/60 Hz, 5 W, 12–18 VA
<b>Tápegység (kézidarab)</b>	Újratölthető Li-ion akkumulátor 3.6 V/2000 mAh
<b>Fényforrás</b>	Nagy teljesítményű mono-die LED
<b>Fényvezető</b>	Ø 8 mm, 70°

Tartozékok	Cikkszám
Fényvezető, 8 mm, 70°	<b>6605 7365</b>
Újratölthető akkumulátor	<b>6605 7363</b>
Fényvédő (narancssárga)	<b>6601 6455</b>
Cserélhető érintkezők a töltőhöz	<b>6605 7382</b>
Kézidarab akkumulátorral	<b>6605 7383</b>
Töltő egység (szürke)	<b>6605 7384</b>
Tápegység	<b>6605 7468</b>



## 3.1 LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON

### VARIOTIME® VPS LENYOMATANYAG

#### Indikációs terület:

- Koronák és hidak
- Inlayek és onlayek
- Funkcionális lenyomatvételek
- Implantátum-protetika
- Nyitott-, és zárt kanalas lenyomatvételek

#### Előnyök:

- Pontosság és nagyfokú részletvisztaadó képesség
- Egyéni igények szerint több módon előkészíthető
- Egyszerűen és gyorsan keverhető
- Esetenként módosítható feldolgozási idő és rövid intraorális kötési idő
- Több mint 25 év klinikai tapasztalat a nagy pontosságú A-szilikon lenyomatanyagok terén
- Egyszerűen tárolható
- Lenyomatanyagok széles választéka 6 eltérő viszkozitással, amely alkalmas teszi széles indikációs terület mellett bármely lenyomatvételi technika kivitelezéséhez
- Elérhető kézi keveréshez alkalmas, kartusos és Dynamix-kartusos kiserelésben


























# VARIOTIME®

## INDIKÁCIÓS TÁBLÁZAT

### A Variotime® a megfelelő választás

A Variotime termékválasztéka egy jól átgondolt, minden lenyomatvételi technikához alkalmazható, összehangolt, sokoldalú rendszer, emellett az Ön idejét is tiszteletben tartja.

Indikáció	Technika	Viszkozitás	Termékjavaslat
Koronák/hidak	Korrekción (kétidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkozitás	 1. lépés Heavy Tray  2. lépés Extra Light Flow
		Gyúrható, Magas viszkozitás	 1. lépés Putty  2. lépés Extra Light Flow
	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkozitás	 Heavy Tray +  Medium Flow /  Light Flow
	Szendvics lenyomatvétel	Gyúrható, Magas viszkozitás	 Putty +  Medium Flow /  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkozitás	 Monophase
Funkciós lenyomatvétel	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkozitás	 Monophase
Inlay/Onlay	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkozitás	 Heavy Tray +  Medium Flow /  Light Flow
	Szendvics lenyomatvétel	Gyúrható, Magas viszkozitás	 Putty +  Medium Flow /  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkozitás	 Monophase
Sztuáció/Implantátum lenyomatvétel	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkozitás	 Putty+  Medium Flow /  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkozitás	 Monophase

## 3.1 LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON

### TERMÉKEK

#### VARIOTIME DYNAMIX AUTOMIX KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

##### Heavy Tray utántöltő

###### Tartalom

2 x 50 ml Heavy Tray  
5 keverőcsőr (zöld)

**Cikkszám** 6604 4998



##### Light Flow utántöltő

###### Tartalom

2 x 50 ml Light Flow  
10 keverőcsőr (sárga)

**Cikkszám** 6604 5038



#### KÉZI KEVERÉSŰ BEVEZETŐ KÉSZLET

##### Easy Putty + Flow bevezető készlet

###### Tartalom

1 x 600 ml Easy Putty  
(300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)  
1 x 50 ml Light Flow  
5 x keverőcsőr (sárga)  
5 x intraorális csúcs  
1 x Universal Adhesive (10 ml)

**Cikkszám** 6604 5044



##### Monophase utántöltő

###### Tartalom

2 x 50 ml Monophase  
5 keverőcsőr (zöld)

**Cikkszám** 6604 5032



##### Extra Light Flow utántöltő

###### Tartalom

2 x 50 ml Extra Light Flow  
10 keverőcsőr (sárga)

**Cikkszám** 6604 5040



##### Medium Flow utántöltő

###### Tartalom

2 x 50 ml Medium Flow  
10 keverőcsőr (sárga)

**Cikkszám** 6604 5036



#### KÉZI KEVERÉSŰ UTÁNTÖLTŐ

##### Easy Putty utántöltő

###### Tartalom

600 ml Easy Putty  
(300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)

**Cikkszám** 6604 4993



# DYNAMIX® SPEED

## NAGYSEBESSÉGŰ LENYOMATANYAG KEVERŐ KÉSZÜLÉK

### Indikációs terület:

- A Dynamix speed nagyteljesítményű lenyomatanyag keverő készülék, amely képes megkeverni az összes konzisztenciájú lenyomatanyagot, beleértve a putty-t is
- Kompatibilis az összes 5:1 kiserelésű fóliás vagy patronos lenyomatanyaggal
- A speciális speed szimbólummal (csillag) megjelölt lenyomatanyagokat kétszeres sebességgel képes megkeverni

### Előnyök:

- Nagysebességű keverés és adagolás akár 15 mp-en belül
- Homogén és buborékmentes anyag
- Állandó keverési minőség – a kezelőtől függetlenül
- A lenyomatanyag pontos adagolása
- 3 választható adagolási sebesség – 2 a lenyomat kanál töltéséhez (Dynamix nagy sebesség, standard sebesség) és 1 a sulcus fecskendő töltéséhez
- A dugattyúk automatikus előre mozgatása
- A dugattyúk automatikus visszahúzása a patronok cseréjéhez
- Biztonság - nyitott fedél mellett a dugattyúk nem mozognak
- A töltőmennyiség figyelmeztetés fényjelzéssel



## TERMÉKEK

### DYNAMIX-KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

#### Dynamix Putty utántöltő

##### Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Putty  
2 Dynamix keverőcsőr  
1 Dynamix rögzítő gyűrű

##### Cikkszám

6604 4995



#### Dynamix Heavy Tray utántöltő

##### Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray  
2 Dynamix keverőcsőr  
1 Dynamix rögzítő gyűrű

##### Cikkszám

6604 5000



#### Dynamix Monophase utántöltő

##### Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Monophase  
2 Dynamix keverőcsőr  
1 Dynamix rögzítő gyűrű

##### Cikkszám

6604 5034



## 3.2 LENYOMATANYAGOK / C-SZILIKON

### OPTOSIL® / XANTOPREN® C-SZILIKON

#### Indikációs terület:

##### Optosil P plus

- Kétfázisú lenyomatvételel
- Szendvics technika

##### Xantopren H green

- Nagy viszkozitású gyúrható fázis
- Kétfázisú lenyomatvételelhez

##### Xantopren L blue

- Kis viszkozitású híg fázis
- Kétfázisú lenyomatvételel
  - Kétfázisú lenyomatvételelhez

##### Xantopren VL plus

- Nagyon kis viszkozitású híg folyó fázis
- Kétfázisú lenyomatvételel

#### Előnyök:

- Nagy részletvisztaadó képesség nedves felszínről vett lenyomatok esetén is
- Rövid intraorális kötési idő
- Kézzel is jól keverhető bázis-, és katalizátor paszta
- Kézi keverésű formában elérhető



## TERMÉKEK

### OPTOSIL KÉZI KEVERÉSŰ UTÁNTÖLTŐ

#### P plus

##### Tartalom

900 ml tégely (1.38 kg)

##### Cikkszám

6600 3720



#### Comfort

##### Tartalom

900 ml tégely (1 kg)

##### Cikkszám

6601 0202



### XANTOPREN UTÁNTÖLTŐ TUBUSOK

#### H green nagy viszkozitású lenyomatanyag

##### Tartalom

140 ml tubus

##### Cikkszám

6600 7340



#### L blue kis viszkozitású lenyomatanyag

##### Tartalom

140 ml tubus

##### Cikkszám

6600 3721



#### VL plus nagyon kis viszkozitású lenyomatanyag

##### Tartalom

140 ml tubus

##### Cikkszám

6600 3996



### KIEGÉSZÍTŐK

#### Activator Universal Plus

##### Tartalom

1 x 60 ml paszta (tubus)

##### Cikkszám

6603 7443



#### Activator Universal Plus

##### Tartalom

1 x 25 ml folyadék (üvegcsé)

##### Cikkszám

6603 7445



## 3.3 LENYOMATANYAGOK / HARAPÁSRÖGZÍTŐ

### VARIOTIME BITE® SZKENNELHETŐ HARAPÁSRÖGZÍTŐ LENYOMATANYAG

#### Indikációs terület:

- Hagományos harapásrögzítés záróharapási helyzetben
- Harapási villák készítése
- Támasztócsapos regisztráció
- Kisméretű szegmens minták készítése
- Pormentes lenyomatkészítés antagonistá fogakról CAD/CAM technológiához

#### Előnyök:

- Nagyfokú végső keménység (Shore D-skálán: 40)
- Nagyon gyors intraorális kötési idő (30 sec)
- Kompatibilis pormentes digitális lenyomatvételi eljárásokkal
- Kitűnő tixotróp tulajdonságok
- Tejfől-szerű konzisztencia
- Könnyen trimmelhető és frézeltető



## TERMÉKEK

### VARIOTIME BITE

#### 50 ml-es automix kartusos utántöltő

##### Tartalom

2 x 50 ml Variotime Bite  
10 Keverőcsőr (zöld)

##### Cikkszám

6604 5042

## 3.4 LENYOMATANYAGOK / ALGINÁTOK

### ALGINOPLAST® / XANTALGIN® ALGINÁT LENYOMATANYAGOK

#### Indikációs terület:

- Szituációs lenyomatok készítése
- Tanulmányi mintához
- Tervezéshez
- Antagonistához
- Munkamodellekhez

#### Előnyök:

##### Alginoplast

- Pormentes és könnyen keverhető
- Nagy szakítószilárdság és rugalmasság
- Nagy részletvisztaadó képesség
- Mentolos íz

##### Xantalgin Select

- Gyorskötésű, finom paszta állagú alginát
- Krémes keverési konzisztencia
- Kifejezetten ajánlott túlérzékeny pácienseknek (pld.gyerekeknek)

##### Xantalgin Crono

- A keverési-kötési folyamatot színváltozás mutatja (kék/bíbor/rózsaszín/fehér)
- Az optimalizált reakciómechanizmusnak köszönhetően akár 5 napig stabil



#### Alginoplast

##### Tartalom

500 g alginát por

##### Cikkszám

6600 2444

#### Xantalgin Select

##### Tartalom

500 g alginát por

##### Cikkszám

6600 2443

#### Xantalgin Crono

##### Tartalom

500 g alginát por

##### Cikkszám

6600 5221



## 4.1 IDEIGLENES ANYAGOK

### DENTALON® PLUS

#### METAKRILÁT BÁZISÚ IDEIGLENES KORONA- HÍDANYAG

##### Indikációs terület:

- Ideiglenes koronák és hidak készítéséhez

##### Előnyök:

- Jól polírozható
- Magas mechanikai stabilitás
- Az amin-mentes katalizátornak köszönhetően jó a színállósága



## TERMÉKEK

### DENTALON PLUS KÉSZLET

#### DENTALON plus készlet

##### Tartalom

1 x 45 ml folyadék  
2 x 20 g por L, M és D színekben  
(6 x 20 g)  
Keverő pipetta, keverő pad

**Cikkszám** 6504 1200

### DENTALON PLUS POR

#### DENTALON plus por L (Világos)

##### Tartalom

1 x 100 g por

**Cikkszám** 6504 1065

#### DENTALON plus por M (Közepes)

##### Tartalom

1 x 20 g por

**Cikkszám** 6504 1111

#### DENTALON plus por M (Közepes)

##### Tartalom

1 x 100 g por

**Cikkszám** 6504 1073

#### DENTALON plus por D (Sötét)

##### Tartalom

1 x 100 g por

**Cikkszám** 6504 1057

### DENTALON PLUS FOLYADÉK

#### DENTALON plus folyadék

##### Tartalom

1 x 45 ml folyadék üvegcsében

**Cikkszám** 6504 1146

#### DENTALON plus folyadék

##### Tartalom

1 x 250 ml folyadék üvegcsében

**Cikkszám** 6504 1138

## 4.1 IDEIGLENES ANYAGOK

### PREVISION® CEM ÖNKÖTŐ IDEIGLENES RAGASZTÓ CEMENT

#### Indikációs terület:

- Provizórikus koronák és hidak ideiglenes rögzítése
- Végleges pótlások ideiglenes cementezése

#### Előnyök:

- Többféle anyagból (fém, kerámia, kompozit) készült ideiglenes pótlások cementezésére használható
- Felhasználható végleges pótlások ideiglenes cementezésére
- Eugenol-mentes



## TERMÉKEK

### PREVISION CEM TUBUS

#### PreVISION CEM Tubus

##### Tartalom

1 x 37 g ideiglenes ragasztócement  
műanyag tubusban

##### Cikkszám

6600 1540

## 5.1 RÖNTGEN / INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM

### AGFA DENTUS® E-SPEED INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM

#### Indikációs terület:

- Általánosan alkalmazható intraorális röntgenfilm
- Kézi-, és gépi előhíváshoz

#### Előnyök:

- Elősegíti a pontos diagnózis felállítását - nagy kontraszt és magas maximális denzitás (jól elkülöníthető szürkeintenziás)
- Rövid expozíciós idő - elkerülhető az elmozdulás miatt kialakult elmosódott területek
- Softopac borítás, puha film-szélek
- Puha, zárt, jól fertőtleníthető csomagolás
- A film jól megtervezett csomagolása lehetővé teszi a biztonságos előhívását még a sötétkamrában is
- Előhívása több előhívó-rendszerrel is lehetséges
- Jól archiválható, akár 30 évig is megőrzi a felvett képet
- Alacsony szemcsézettség és kis fátyolosodás



### TERMÉKEK

#### E-Speed Röntgenfilm

##### Tartalom

150 db röntgenfilm

##### Cikkszám

6603 5581

### AGFA DENTUS® / VEGYSZEREK ELŐHÍVÓ ÉS FIXÁLÓ KONCENTRÁTUMOK

#### Indikációs terület:

- Kézi előhíváshoz és előhívó-kádas egységekhez

#### Előnyök:

- Színkóddal megkülönböztethető előhívó és fixáló
- Adagolást segítő beosztás az 1l-es palakon
- Glutáraldehid mentes
- Könnyen előkészíthető oldat
- Többféle kiserelésben elérhető (125ml és 1l)
- Újrahasznosítható polietilénből készült palack



### TERMÉKEK

#### D Developer Concentrate

##### Tartalom

125 ml előhívó koncentrátum

**Cikkszám** 6569 4510

#### D-1000 Developer Concentrate

##### Tartalom

1000 ml előhívó koncentrátum

**Cikkszám** 6528 2194

#### F Concentrate Fixer

##### Tartalom

125 ml fixáló koncentrátum

**Cikkszám** 6569 4502

#### F-1000 Fixer Concentrate

##### Tartalom

1000 ml fixáló koncentrátum

**Cikkszám** 6528 2259

## 6.1 HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS / EGYSZER HASZNÁLATOS TŰK

### SOPIRA® CARPULE

#### EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL KANÜLÖK CILINDERAMPULLÁKHOZ

##### Indikációs terület:

- Bármely típusú fogászati helyi érzéstelenítés

##### Előnyök:

- Kisebb fájdalom a háromszoros fazetta csiszolatnak köszönhetően.
- Kükönleges szilikon bevonat biztosítja, hogy a tű könnyedén csússzon át a szöveteken.
- Biztonságos kezelés a nagy rugalmasságnak köszönhetően.



## TERMÉKEK

### SOPIRA CARPULE

#### Metrikus kanülok

Tartalom	Metszlap	Szín	Külső átmérő	Tű hossz	Indikáció	Cikkszám
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 12 mm	rövid	sárga	0,3 mm	12 mm	Intraligamentális	6601 4421
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 16 mm	rövid	sárga	0,3 mm	16 mm	Intraligamentális	6601 4410
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 21 mm	hoszú	sárga	0,3 mm	21 mm	Infiltrációs	6601 4409
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 25 mm	hoszú	sárga	0,3 mm	25 mm	Infiltrációs	6601 5583
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 27G 25 mm	hoszú	szürke	0,4 mm	25 mm	Infiltrációs	6601 4407
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 27G 38 mm	hoszú	szürke	0,4 mm	38 mm	Mandibuláris	6601 4408

**Heraeus Kulzer Hungary Kft.**

1143 Budapest,  
Stefánia út 101-103.  
[www.heraeus-kulzer.com](http://www.heraeus-kulzer.com)  
[www.mykulzer.hu](http://www.mykulzer.hu)

Termékeinkről informálódhat  
Facebook oldalunkon is!  
[www.facebook.com/HeraeusKulzerHungary](http://www.facebook.com/HeraeusKulzerHungary)

