

# Protemp™ Crown



## A küldetés teljesítve

- 9 előre gyártott méret
- Könnyen applikálható – 4 perc alatt kész
- Szimmetrikus, jobb és bal oldalon egyaránt használható
- Kiváló erősség
- Természetes esztétika
- Pontos illeszkedés
- Fényre köt

### Indikációk

- Poszterior
- Egyedi kiserelés
- „Hosszú távú” provizórium
- Hídtagként is használható
- Az implantátumokon ideiglenes felépítményként használható a gyógyulás idejére

### A világ első formázható, előre gyártott kompozit ideiglenes koronája


A Protemp Crown a 3M ESPE-től, a világ első, egyedi kiserelésű, formázható kompozit, fényrekötő ideiglenes korona. Ezzel a forradalmian új technikával időt és energiát takaríthat meg a hatékonyság növelése mellett.

### Egy újító eljárás az ideiglenes koronák készítésében


A Protemp Crown egy forradalmian új előre gyártott ideiglenes korona, amely kevesebb, mint négy perc alatt tökéletes érzést biztosít páciensei számára. A rendszerrel egyszerű dolgozni és időt takaríthat meg a tökéletes esztétika mellett.

### Egyszerű, mint az 1x1

Nincs lenyomat. Nincs szükség gépre, és nem kell keverni.



1. Vágja ki az inyszélnek megfelelően!



2. Világítsa meg! 60 sec



3. Finirozza és polírozza!

A Protemp™ Crown egy színárnyalatban és széles formaválasztékkal rendelkezik. Az elkészítéshez egyszerűen válassza ki a megfelelő méretet és adaptálja a környezetéhez! Világítsa meg, polírozza majd ideiglenes ragasztóval (RelyX™ Temp NE) rögzítse!

### Kiváló erősség

A többi ideiglenes koronával összehasonlítva a Protemp Crown kiváló mechanikai erősséggel rendelkezik. Tesztek bizonyítják kiváló nyomási, nyírási és hajlítási szilárdságát.

## Természetes esztétika

Színe és formája biztosítja a természetes hatást. Az ideiglenes korona alakítható vagy akár javítható a Filtek™ Supreme XT Flowable folyékony tömőanyaggal és Protemp 4 ideiglenes korona- és hídanyaggal, polírozható, ezáltal tökéletes esztétikumot nyújt.

## Pontos illeszkedés

A Protemp Crown pontosan illeszkedik felnőtt páciensei szájába. A Protemp Crown a fogászati szék mellett alakítható, javítható és nem kell hozzá külön műszer. A végeredmény tökéletes széli záródású, approximálisan és okkluzálisan korrekt ellenálló provizórium, mely biztosítja az íny egészségségét.

## Orvosok ajánlásával

„Fantasztikus dolog a provizóriumok területén. Szavakkal nem kifejezhető a hasznossága. Teljes siker az ideiglenes pótlások területén. Ha kézbe fogod, csodálkozni fogsz.”

Robert G. Ritter, DMD

„Szeretem a megbízhatóságát. Látom a marginális szélt, csakúgy, mintha lenyomatot néznék. Alakítom, polírozom és kész. Egyszerűsége és gyorsasága rengeteg időt spórol meg.”

Don M. Erickson, DDS

„Most már egyszerű az ideiglenes koronák készítése lenyomat nélkül. Ez az új módszer egyszerű, gyors és könnyű olyan pótlást készíteni, amelyik kíméletes a környező szövetekhez, nem jön le és az okklúziót is helyben tartja. Nyerő termék a 3M ESPE-től.”

Joseph A. Blaes, DDS

## Rendelési információ



Protemp Crown  
Bevezető Készlet



Protemp Crown  
Próbakészlet

Termékkód	Termék megnevezése
50600	<b>PROTEMP CROWN - Bevezető készlet</b> 42 ideiglenes korona; 6db felső nagy méretben; 6db felső nagy őrlő kis méretben; 6db alsó nagy őrlő nagy méretben; 6db alsó nagy őrlő kis méretben; 4db felső kis őrlő nagy méretben; 4db felső kis őrlő kis méretben; 4db alsó kis őrlő; 3db szemfog nagy méretben; 3db szemfog kis méretben; koronaméretező eszköz; technikai útmutató; használati utasítás
50600TK	<b>PROTEMP CROWN – Próbakészlet</b> 16 ideiglenes korona; 3db felső nagy őrlő nagy méretben; 3db felső nagy őrlő kis méretben; 2db alsó nagy őrlő nagy méretben; 2db alsó nagy őrlő kis méretben; 2db felső kis őrlő nagy méretben; 2db felső kis őrlő kis méretben; 2db alsó kis őrlő; koronaméretező eszköz; technikai útmutató; használati utasítás
50610	<b>PROTEMP CROWN - Felső nagy őrlő nagy méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50611	<b>PROTEMP CROWN - Felső nagy őrlő kis méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50612	<b>PROTEMP CROWN - Alsó nagy őrlő nagy méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50613	<b>PROTEMP CROWN - Alsó nagy őrlő kis méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50614	<b>PROTEMP CROWN - Felső kis őrlő nagy méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50615	<b>ROTEMP CROWN - Felső kis őrlő kis méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50616	<b>PROTEMP CROWN - Alsó kis őrlő</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50617	<b>PROTEMP CROWN - Szemfog nagy méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz
50618	<b>PROTEMP CROWN - Szemfog kis méretben</b> 5 ideiglenes korona; használati utasítás; koronaméretező eszköz

**3M ESPE**

3M Hungária Kft.  
1138 Budapest, Váci út 140.  
Tel.: 06-1-270-7777  
Fax: 06-1-320-0951  
Honlap: www.3mespe.hu  
www.3m.hu

Superbránds  
2008

A 3M, a 3M ESPE, a Protemp, a RelyX és a Filtek márkanevek a 3M és a 3M ESPE AG. tulajdonát képezik.