

Kerr Magyarország



ÚJDONTSÁGOK

2024. május 1. - augusztus 31.

Kerr[™]

OptiShade™

Egyszerűsített
univerzális
kompozitrendszer



Egyszerűsítse le az árnyalat illeszkedését

Az OptiShade valamennyi 16 VITA klasszikus árnyalatot csupán 3 árnyalattal megoldja: világos, közepes, sötét.



Alkalmazkodó Válaszó Technikája (ART)

A Harmonize™-ban már bizonyított ART technológia hozzásegíti kivételes erősségű és páratlan szépségű, élethű helyreállítások elvégzéséhez.



Korszerűsítse készletgazdálkodását

Takarítson meg időt és pénzt a minimálisra csökkentett árnyalatokkal, melyek szinte minden kompozit-igényét kielégítik.



Univerzális minden üregfajtához

Használja az OptiShade-et bizalommal minden üregfajtához, blokkolók nélkül.

VITA árnyalattájékoztató megfelelője

VILÁGOS  A1, B1, B2, C1, D2

KÖZEPES  A2, A3, C2, D3, D4

SÖTÉT  A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Rendelési információ

37111 - Fecskendő 4g, világos

37112 - Fecskendő 4g, közepes


37113 - Fecskendő 4g, sötét

37114 - Fecskendő 4g, hófehér

37115 - Fecskendő 4g, univerzálisan áttetsző

- 37111** Fecskendő 4g, világos
- 37112** Fecskendő 4g, közepes
- 37113** Fecskendő 4g, sötét
- 37114** Fecskendő 4g, hófehér
- 37115** Fecskendő 4g, univerzálisan áttetsző


22.300 Ft





ART³: A BULK FILL ÚJ FORMÁJA

Az Adaptive Response Technológia (ART) – mely már a Harmonize™ és az OptiShade Universal kompozitokban is megtalálható volt – következő generációs, klinikailag igazolt továbbfejlesztésével élethű restaurációkat lehet készíteni. A megnövelt Adaptive Response Technológia a SimpliShade Bulk Fill tömőanyagnál könnyű kezelhetőséget és alacsony zsugorodást eredményez.




Adaptív Reológiai Válasz Technológia a könnyebb formázhatóságért

Az ART³ reológiai módosítói csökkentik a kompozit viszkozitását formakialakítás közben. Amikor végzett a modellálással a viszkozitás helyreáll és a kialakított forma megmarad megvilágítás előtt – csökkentve az újraformázás szükségességét.


Adaptív Színharmonizációs Válasz Technológia a gyönyörű fogszínért

Egyedülálló színharmonizációs hatást lehet elérni a speciális nanotöltőanyagokkal, melyek utánózzák a fogzománc struktúráját és természetes módon lépnek kölcsönhatásba a ráeső fénnel. Így a restauráció és a fog gyakorlatilag megkülönböztethetetlen lesz egymástól.



Emberi fogzománc

SimpliShade Bulk Fill



Adaptív Zsugorodási Stressz Válasz Technológia a hosszútávú eredményekért

Polimerizáció közben a SimpliShade Bulk Fill alacsony zsugorodású műgyantája és innovatív töltőanyag formája előnyös, mivel a műgyanta injektált nanotöltőanyag potenciózza a rugalmasságot a stressz elnyelés érdekében és a speciális bevonat tompítja a felületek közti stressz mértékét. Egyesítve e három zsugorodást csökkentő mechanizmust – növelhető a széli zárás adaptációja és integritása áltál, hogy minimalizálja a kompozitban fellépő stresszt az adhezív réteg felé.



Ismerjen meg többet az ART³-ról
és a zsugorodási stresszre gyakorolt hatásáról



SimpliShade™ BULK FILL

CSAK EGYETLEN ÁRNYALAT SZÜKSÉGES

A SimpliShade™ Bulk Fill indikált I-V. osztályú üregek ellátásakor – direkt anterior és poszterior restaurációknál, csomkfelépítéseknel és fogpótlások leplezésének javításakor.



Egyetlen színt alkalmazó rendszer

A SimpliShade Bulk Fill egyetlen színének alkalmazásával – mely harmonizál mind a 16 VITA® Classic színekkel – sok időt takaríthat meg, hiszen nincs szükség színmeghatározásra és raktárkészlet követésre.



Egyetlen lépés

Feleslegessé válik külön fedőréteg alkalmazása, készítsen tömést egyetlen SimpliShade réteg alkalmazásával. Megnövelt polimerizációs képességének megfelelően a SimpliShade Bulk Fill megkönnyíti a polimerizációt akár 5mm-es mélységig, egy lépésben.



Egyszerűség és ellenállóképesség

A SimpliShade Bulk Fill magasabb kopásállóságot, magasabb hajlítószilárdságot és közel azonos zsugorodási stresszt biztosít, mint számos vezető bulk fill márka – erős és hosszantartó restaurációkat eredményezve.





Kaméleon effektus

A speciális nanotöltőanyag kialakítása másolja a zománc struktúráját és azonos módon lép kölcsönhatásba a rásó fényel – szinte megkülönböztethetetlen a fogszövettől.

Hajlítószilárdság


A SimpliShade Bulk Fill valamivel alacsonyabb hajlítószilárdságú, mint a Filtek™ One Bulk Fill, viszont magasabb a hajlítószilárdsága, mint a Tetric® PowerFill és Admira® Fusion x-tra termékeknek - hosszútávú megpattanási ellenállást és magasabb törési ellenállást biztosítva



Szerzők: Drs. Jack L. Ferracane and Carmem S. Pfeifer, Oregon Health & Science University, Portland, OR.

Felületi fényesség

Összehasonlítva a Filtek One Bulk Fill és az Admira Fusio x-tra anyagokkal - a SimpliShade Bulk Fill őrzi meg leghosszabb ideig a felületi fényességét. Mindez azt jelenti, hogy a restauráció kezdeti esztétikus csillogása sokáig megmarad.



Szerző: Prof. Dr. Nate Lawson, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL.

Felhasználói vélemények



“A SimpliShade Bulk Fill forradalmasította a gondolkodásomat a moláris és premoláris helyreállításokkal kapcsolatban. Páratlanul könnyen alkalmazható akár alap fogászati műszerek segítségével is.”

Dr. Maciej Mikołajczyk*
Lodz, Lengyelország



“A SimpliShade Bulk Fill három az egyben megoldást kínál univerzális színe, ideális konzisztenciája és kiváló adaptálhatósága miatt, elősegítve az egyszerű és hatékony fogorvosi munkát.”

Prof. Joseph Sabbagh*
Brüsszel, Belgium



“Egy olyan kompozit, melynek csodálatos konzisztenciája könnyű alkalmazhatóságot, formázást biztosít. Gyors és egyszerű munkamenetet biztosít, kiváló színárnyalatokkal.”

Dr. Dimitar Kosturkov*
Szófia, Bulgária

ÚJ!

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

CSAK EGYETLEN ÁRNYALAT SZÜKSÉGES

A SimpliShade™ Bulk Fill Flow indikált alábélelőként **I. és II. osztályú** direkt restaurációknál, barázdazárások esetén, kisebb tömések ellátásaként **III. és V. osztályú** üregeknél, alámenős részek kitöltéséhez, kisebb csomkfelépítésekénél, illetve műgyanta és akrilát ideiglenes fogpótlások javításakor.



Folyékony előnyök - egy árnyalat egyszerűsége



Egyetlen színt alkalmazó rendszer

A SimpliShade Bulk Fill Flow egyetlen színének alkalmazásával – mely harmonizál mind a 16 VITA® Classic színekkel árnyalatával – sok időt takaríthat meg, hiszen nincs szükség színmeghatározásra és raktárkészlet követésre.



Takarítson meg időt

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat csupán egyetlen lépéssé redukálva, 5mm polimerizációs mélység mellett és csak egy fedőréteget igényel.



Haladjon az áramlással

Töltse fel a fog bármely felületét az önszintező tulajdonságú bulk fill folyékony kompozittal, mely kiválóan adaptálódik a kavitás falaihoz.



Alacsony zsugorodás

A SimpliShade Bulk Fill Flow kismértékű polimerizációs zsugorodása és az alacsony polimerizációs stressz hosszantartó restaurációkat biztosít.




Legyen magabiztos

Használjon magabiztosan olyan folyékony bulk fill kompozitot, mely hasonló vagy magasabb mechanikai ellenállóságot eredményez, mint a versenytársak.

Zsugorodási stressz és polimerizációs stressz


Zsugorodás közbeni viselkedésüket nézve nem volt különbség a vizsgált anyagok között. A két versenytárs folyékony kompozit, a SureFil SDR Flow+ és a Filtek Bulk Fill Flowable Restorative alacsony zsugorodású folyékony kompozitok, melyek hasonlóan viselkednek, mint a SimpliShade Bulk Fill Flow kompozit a vágyott eredmény elérése közben.

Zsugorodási stressz (N)




Szerző: Prof. Dr. Nate Lawson,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Polimerizációs stressz (MPa)



Szerzők: Drs. Jack L. Ferracane és Carmem S. Pfeifer,
Oregon Health & Science University, Portland, OR

Térfogat kopás (mm³)



Szerző: Prof. Dr. Nate Lawson,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Kopás mértéke

A SimpliShade Bulk Fill Flow magasabb kopásállóságú az interproximális felületeken, mint a Surefil SDR Flow+, hosszútávú restaurációkat eredményezve.

Felhasználói vélemények



"A kiváló kezelhetősége tökéletesen egybevág a StyleItalano Snow-Plow restaurációs technikájával."

Prof. Angelo Putignano *
Ancona, Olaszország



"Lenyűgöző és innovatív bulk fill folyékony kompozit kiváló széli adaptációs képességgel, gyors applikálhatósággal, jó önterülő képességgel és alacsony zsugorodási jellemzőkkel."

Dr. Iulian-Costin Lupu *
Iasi, Románia




"Egyedülálló kombinációja a könnyű kezelhetőségnek, az alacsony transzluenciának és a buborékmentes folyékony bulk fill kompozitnak - magas radiopacitással."

Dr. Hossam Kamel *
Alexandria, Egyiptom

* A Kerr fizetett tanácsadója

SimpliShade™ BULK FILL & BULK FILL FLOW

CSAK EGYETLEN ÁRNYALAT SZÜKSÉGES



BEVEZETŐ PROMÓCIÓK

SimpliShade™ BULK FILL

37211 SimpliShade Bulk Fill fecskendő - 4g



37212 SimpliShade Bulk Fill Unidose, 20 egyadagos csomag x 0.25g



SimpliShade™ BULK FILL FLOW

37217 SimpliShade Bulk Fill Flow fecskendő - 2x 2g



37218 SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose, 20 egyadagos csomag x 0.25



Maxcem™ Elite Universal

Univerzális rezin cement

Egy cement minden igényre

- egyszerűsítse készletgazdálkodását és részesítse előnyben preferált cementálási technikáját egy önragasztó cementtel, amely univerzális adhezívvel rezin cementként is használható.



Maxcem Elite utántöltők

2 x 5g duál fecskendő, 10 normál keverőszár, 10 széles végű keverőszár, 10 intraorális csúcs, technikai ismertető

34058 Átlátszó

34059 Fehér

34060 Fehér opák

34061 Sárga



Maxcem Elite Universal

Univerzális rezin cement

34055 Maxcem Elite Standard Készlet

5 x 5g duál fecskendő (2 x Átlátszó, Fehér, Fehér opák, Sárga), 30 normál keverőszár, 20 széles végű keverőszár, 10 intraorális csúcs, 10 gyökérsatorna csúcs, technikai ismertető



85.900 Ft



NX3 Nexus™ Third Generation

NX3 Automix duál-kötő rezin cement utántöltő 5 grammos fecskendőben

- Egyszerű eltávolítás gél állapotban
- Kimagasló esztétika
- Elszíneződésmentes időtállóság

Rendelhető színek

33643 Clear

33644 Fehér

33645 Sárga

33646 Bleach

33647 Fehér opák



38.700 Ft

Demi™ Plus

Fényt Emittáló Dióda (LED) fotopolimerizációs fény

Köszönhetően a PLS technológiának, a Demi Plus az alap 1100 mW/cm² fényintenzitást folyamatosan növeli az 1300 mW/cm² teljesítmény csúcsig. Ennek köszönhető, hogy a Demi Plus segítségével 5 másodperc alatt lehet A3 vagy világosabb színeket polimerizálni.

Továbbfejlesztett formatervezés

Ennek a fotopolimerizációs lámpának a külső burkolata Valox műgyantából készül, mely kiváló fizikai jellemzőkkel bír, így megvédi és hosszúéletűvé teszi a készüléket. Továbbá a fejlesztett, zárt burkolat könnyebb tisztítást és fertőtlenítést tesz lehetővé. A nagyteljesítményű hűtőrendszer és a ventilátor csendes használatot eredményez.

Tényleges 5 másodperces polimerizáció

A mindig állandó, periodikus teljesítményszint váltás (PLS) tényleges 5 másodperc alatti polimerizációt biztosít A3 vagy világosabb színek esetén.

Sohasem áll le

A nagyon halk ventilátor és az egyedülálló hőkontroll rendszer hűvösen tartja a készüléket a megszakításmentes üzemeltetés érdekében. Ezáltal meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Megnövelt akkumulátor teljesítmény

A lítium-ion akkumulátor technológia egyetlen töltéssel akár 300db 10 másodperces fotopolimerizációt biztosíthat.

Pillekönnyű, ergonomikus tervezés

A sokféle megragadási lehetőséggel csökkenteni lehet a kéz és a kar túlerőltetését.



910860-2 - Demi Plus



OptiBond™ FL

Kétkomponensű, teljes savazást igénylő adhezív

Egyszerűen használható, fluoridot leadó, 48%-ban üvegtöltött dentin/zománc ragasztórendszer, minden kompozitához. Nem szükséges keverni, egy polimerizálás elegendő.

25881 E
OptiBond™ FL primer
(8 ml-es flakonos utántöltő)

25882 E
OptiBond™ FL adhesive
(8 ml-es flakonos utántöltő)


39.800 Ft



OptiBond™ Universal

Egykomponensű univerzális adhezív

Egy adhezív, bármilyen eljáráshoz - az OptiBond Universal lehetőséget ad, hogy olyan, már bizonyított összetételű anyaggal dolgozzon, amely szubsztrátumoktól és technikáktól függetlenül mindig hatékonyan működik, a teljes savazástól az önsavazáson keresztül a szelektív savazásig. Az OptiBond Universal formulája egyesíti az adhezív technikában arany standardnak számító OptiBond GPDM monomert és a Kerr innovatív három oldószerből álló rendszerét. Erősség és egyszerűség, melyben mindig megbízhat.



36519
OptiBond Universal
(5 ml-es flakonos utántöltő)

34.700 Ft

OptiBond™ Solo Plus

Egykomponensű, teljes savazást igénylő adhezív

Ethanol bázisú, fényrekötő, üvegtöltött egykomponensű adhezív kompozitokhoz és kompomerekhez. Direkt és indirekt restaurációkhoz egyaránt használható.



29692
OptiBond™ Solo™ Plus
(5 ml-es flakonos utántöltő)




37.700 Ft

OptiDisc™

Finírozó, polírozó korongok

- Felkarcolás elleni védelem - a mandrell vége besüllyesztve csatlakozik a koronghoz, így az nem tudja felkarcolni a restaurációt
- A jobb hozzáférés érdekében rövidített mandrellek is elérhetők
- Nem szokványos, extra durva korongok a gyorsabb kontúrozásért



100 darabos utántöltők a hagyományos szemcseméreteken

9,6 mm átmérőben

- 4181 Közepesen durva
- 4182 Finom
- 4183 Extra finom

12,6 mm átmérőben

- 4184 Közepesen durva
- 4185 Finom
- 4186 Extra finom

15,9 mm átmérőben



- 4191 Közepesen durva
- 4192 Finom
- 4193 Extra finom

A nem szokványos, extra durva utántöltők 80 db korongot tartalmaznak

4197 Extra durva, 9,6 mm átmérőben

4198 Extra durva, 12,6 mm átmérőben

4199 Extra durva, 15,9 mm átmérőben



12.500 Ft

Vertise Flow

Önsavazó, önragasztó kompozit

• Önragasztó

Nincs szükség különálló ragasztási protokollra. Egyszerűbb restaurációk, kitűnő teljesítmény.

• Magas ragasztási erő dentinhez és zománchoz egyaránt

A Vertise™ Flowban a dentinhez és zománchoz való kitűnő tapadás érdekében a klinikailag tesztelt OptiBond® adhezív technológiát alkalmazzuk.

• Egyszerű kezelhetőség

A felhordott anyag nem süpped magába (Non-slumping property) és ideális viszkozitást biztosít a következő esetekben: nagyobb kavitások alábélelése (I. és II. osztály), kis kavitások restaurációja (I. és II. osztály), barázdazárás, valamint porcelán javítások esetén.

• Kiváló széli záródás

Kiváló széli zárás és minimális tömítetlenség.

• Kitűnő mechanikai tulajdonságok

Hosszan tartó, erős, időtálló tömések.



Vertise Flow utántöltők

2 x 2g Fecskendő, 20 Adagolóhegy, 20 Kefe, Technikai ismertető, Használati utasítás

34401 A1

34402 A2

34403 A3

34404 A3.5

34405 B1

34406 B2

34407 Univerzális opák

34408 XL

34409 Áttetsző szín

33.300 Ft

Adapt SuperCap

Matrica utántöltők SuperMat™ matricafeszítőhöz



50 darabos utántöltők

Fém matricák 5mm magasságban, két vastagságban
Átlátszó műanyag matricák 5 és 6.3mm magasságban

- 2161 Fém 0.030 vastag, 5 mm magas
- 2162 Fém 0.030 vastag, 6.3 mm magas
- 2171 Műanyag 0.038 vastag, 5 mm magas
- 2172 Műanyag 0.038 vastag, 6.3 mm magas
- 2181 Fém 0.038 vastag, 5 mm magas
- 2182 Fém 0.038 vastag, 6.3 mm magas

24.500 Ft



SuperMat
Adapt® SuperCap® Matrix
Ass. No. 2150

Kerr

SuperMat + Adapt SuperCap

Matricafeszítő készlet + Matrica utántöltő

- Tökéletes formakialakítás a makro területeken
- A matricafeszítő a matricák felhelyezését követően eltávolítható
- A fém vagy átlátszó matricák univerzális feszítőrendszere
- Gyors, egyszerű, standardizált applikációk
- Kontúrozott, előre szerelt SuperCap matricák két szélességben

2150 SuperMat készlet
1 SuperLock matricafeszítő
14 fém és 6 műanyag Adapt SuperCap

78.100 Ft

Temp-Bond Clear

Ideiglenes rezin cement

- 7 grammos önkeverő fecskendő
- Áttetsző szín
- Könnyű eltávolíthatóság



21.700 Ft

33351EU Temp-Bond Clear
7 grammos önkeverő fecskendő

ÚJ!

KÉRJEN
TERMÉK-
BEMUTATÓT



elements™ Connect és Apex Connect

Vezeték nélküli endodonciai motor és elektronikus apexlokátor


Tökéletes kapcsolódás. Nagyobb magabiztosság.

Biztosítsa a magabiztosságot a gyökércsatorna megmunkálása közben az intuitív elements Connect és Apex Connect segítségével. A megbízható együttműködésre tervezett, szinkronizált rendszer támogatja a betegbiztonságot, egyben az eljárásokat is leegyszerűsíti.



További információkért szkennelje be a QR-kódot vagy látogasson el a to.kerrdental.com/en/elements-connect-apex-connect weboldalra.

Kerr™



ZenFlex™

NiTi gépi tágtító file

Maximális erő. Minimál invazivitás.

Az erő és a hajlékonyság ideális egyensúlya. A ZenFlex alkalmazása a teljes munkahosszon minimalizálja a törés esélyét és használatával több ép dentinszövetet lehet megőrizni.



Kiemelkedő vágóteljesítmény

Speciális hőkezelési eljárással előállított, háromszög keresztmetszetű file. A ZenFlex kiemelkedő vágóteljesítményt biztosít a teljes munkahosszon, még komplex geometriájú csatornák esetén is.



Minimál invazivitás

A maximalizált 1mm-es menetátmérő és a nem aktív filecsúcs együttesen minimalizálja a csatorna transzponálást és még jobban megőrzi a fog strukturális stabilitását.




Kivételes erő

Ellenáll a torziós erőknél és a rotációból származó anyagfáradásnak és csökkenti a transzponálódás lehetőségét.



Kiváló hajlékonyság

A speciális hőkezelési kaszkád kiváló kontrollált memóriát és hajlékonyságot eredményez – akár 90°-os görbületek esetén is.



19.500 Ft

6 db / csomag
méretekért keresse Kerr képviselőjét
vagy kereskedőjét



Traverse

glide path/orifice opener

4 db-os Traverse glide path fájl



- 818-2156 .13/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2157 .13/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2158 .13/.06/31mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2186 .18/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2187 .18/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2188 .18/.06/31mm Traverse Glide Path fájl

4 db-os Traverse Orifice opener

- 818-8256 .25/.08/17mm Traverse Orifice Opener

1 db Orifice Opener és 3 db Traverse glide path fájl

- 818-2146 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .13/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2147 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .13/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2148 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .13/.06/31mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2196 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .18/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2197 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .18/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
- 818-2198 1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .18/.06/31mm Traverse Glide Path fájl



26.600 Ft



To register, simply scan the QR code or go to kerrdental.com under „Courses and Events“ and select the webinar.

With the free registration you will receive access to the live event as well as to the recording of the webinar. Take the opportunity to watch the recording when your schedule permits. All participants will receive a certificate afterwards.

07. June 2024

14.00 - 15.00 CET

Dr. Mohamed Jamal DDS, CAGS,
MSD, DScD, FRCD(C)



**Digital tools to
manage complex
endodontic cases**

30. August 2024

14.00 - 15.00 CET

Dr. Sanja Štefančić, DMD, MSc, PhD



**Strategies and
technique for achieving
aesthetic results in
Diastema closure**

20. September 2024

14.00 - 15.00 CET

Dr. Ajay Juneja, BDS, MDS



**Ceramic Veneers:
Protocols for minimal
preparation and
predictable bonding**

11. October 2024

14.00 - 15.00 CET

Dr. Agne Malisauskiene, DMD



**Easy steps for polishing
your composites**

22. November 2024

14.00 - 15.00 CET

Dr. Didier Dietschi, DMD, PhD



**Interceptive and selective
treatment using no-prep
& ultra-conservative
adhesive techniques:
the missing protocols in
tooth wear management**

13. December 2024

14.00 - 15.00 CET

Prof. Dr. Mariano Simón Pedano
De Piero



**Root Canal Obturation
anno 2024**

AKCIÓS

Ajándék
értéke

484.100 Ft

elements™ IC System

Vezeték nélküli obturációs rendszer

**Az elements IC mellé most 5 doboz
Gutta Percha patron, 5 db. (1 doboz szortiment)
Buchanan Heat Plugger,
3 db. Buchanan Kézi Plugger
es 1 doboz Sealapex jár!**



973-0600-TYPEF - elementsIC obturációs rendszer

5x Gutta Percha patron

972-2500 - 23GA Gutta Percha cartridge (medium body)

972-2501 - 25GA Gutta Percha cartridge (light body)

972-2502 - 23GA Gutta Percha cartridge (heavy body)

3x Buchanan Kézi Plugger

974-0060 - Hand plugger (size # 0)

974-0058 - Hand plugger (size # 1)

974-0059 - Hand plugger (size # 2)

1x Buchanan Heat Plugger

952-0003 - Buchanan Heat Plugger szortiment PK/5

18432 - Sealapex

1.523.800 Ft

Cleanic

Egylépéses profilaxis paszták

Univerzális profilaxis paszta, amely kiemelkedő eredményeket biztosít egy applikációban: először tisztítja, majd a perlit részecskék legömbölyödése után polírozza a felszíneket.

Mindezt a dentin és a zománc alacsony kopásával.




- 3183 - Cleanic mentol ízű, fluorid mentes 100g
- 3380 - Cleanic mentol ízű, fluorid tartalmú 100g
- 3382 - Cleanic zöld alma ízű, fluorid tartalmú, mentol mentes 100g
- 3384 - Cleanic light, ízesítés nélkül, fluorid tartalmú 100g
- 3386 - Cleanic erdei gyümölcs ízű, fluorid tartalmú 100g

8.000 Ft

OptiView™

Szájterpesz két méretben

- Egyszerű felhelyezés
- Magas pácienskomfort
- Megfelelő hozzáférés és rálátás mind a bukkális, mind a gingivális területekhez



- 5500 - Normál méret, fehér, 2 darab/doboz
- 5502 - Kís méret, kék, 2 darab/doboz

16.400 Ft

Cleanic™

Az egylépéses prophy paszta

A Cleanic az egyetlen lépésből álló profilaxis paszta, amely egy lépésben garantálja a páciensnek a kitűnő tisztítási és polírozási eredményeket a zománc és a dentin alacsony kopásával. Ennek oka a természetes perlit részecskék klinikailag igazolt integrált kopásváltozékonysága.



Minden egyben

Univerzális profilaxis paszta, amely kiemelkedő eredményeket biztosít.



Szabadalmaztatott perlit technológia

Integrált kopásváltozékonyság.



Tudományosan bizonyított

Hatékony tisztítás és polírozás a dentin és a zománc alacsony kopásával.



Időmegtakarítás

A tisztítástól a polírozásig egy lépésben.



Kerr™

PENTRON

FibreKleer™ 4x

Üvegszálás csapok

- Dentinszerű rugalmassági modulus
- Minimalizálja a foggyökér megrepedését, törését
- Nagy hajlítószilárdság
- Hosszanti irányú üvegszálerősítés
- 400%-os röntgenárnyékot adó csapok

Utántöltők:

- N83BA** FibreKleer 4x 1.25 csap 10 db. (fekete)
N83BB FibreKleer 4x 1.375 csap 10 db. (lila)
N83BC FibreKleer 4x 1.50 csap 10 db. (zöld)



12.100 Ft

Kriss Kross

Koronafelvágó

Az egyedülálló piramis-forma kialakítása segíti a kemény anyagok megmunkálását, ezért a Kriss Kross koronafelvágók könnyedén vágják át akár a fémkerámia pótlásokat vagy az amalgámot.



10.300 Ft

400058-JK5
5 db/levél



PENTRON

Elastic Cromo

Színváltós alginát

- Könnyen eltávolítható a páciens szájából
- Kitűnő formastabilitás
- Precíz, részletgazdag lenyomat
- Akár 120 órás kiönthetőség



450g-os kiszerezés



2.700 Ft

CaviWipes

Felületfertőtlenítők

Használatra kész többcélú felületfertőtlenítő

A CaviWipes™ és a CaviCide™ a fogorvosi praxisokban és fogtechnikai rendelőkben használatos nem invazív orvosi eszközök nem porózus, kemény felületein használható.

- **Klinikailag releváns hatékonyság** – Baktericid, virucid, fungicid, tuberkulicid, yeasticid.
- **A legtöbb patogénnel legfeljebb 3 perc alatt végez** – A gyors hatás csökkenti a keresztszennyeződés kockázatát.
- **Használatra kész termék** – Nem kell sem hígítani, sem keverni.
- **Idő- és készlettakarékos** – Tisztító és fertőtlenítő egyben.
- **Alacsony alkoholtartalom** – Kevesebb, mint 20%, ami kiváló anyagkompatibilitást biztosít.
- **Biztonságos** – Illat- és színezékmentes. Nem tartalmaz fenol, aldehid, fehérítő vagy más mérgező vegyi anyagot.



CaviWipes Flat Pack (zárható zacskó)
45 db kendő (17.5 cm x 22.5 cm)
4+1 AKCIÓBAN

11.800 Ft

így a darabár 2.360 Ft

CaviWipes Canister (műanyag tartály)
160 db kendő (15.24 cm x 17.15 cm)
4+1 AKCIÓBAN

18.300 Ft

így a darabár 3.660 Ft



CaviCide

Felületfertőtlenítők

CaviCide - 200ml Flakon

2.400 Ft

CaviCide - 700ml Flakon

6.000 Ft

CaviCide - 5l Kannában

20.100 Ft



Opti1 Step

Üvegszálcsapok

**1 lépéses magassfényű kompozit polírozó
Sima felület és magassfényű polírozás egy lépésben!**

- Polírozás egy lépésben
Az egyedülálló csiszoló mátrix magassfényű polírozást tesz lehetővé paszta szükségessége nélkül.
- Könnyebb kezelés és csiszolhatóság ellenőrzés
A hajlítható csúcs három formában kapható, így minden területet elér.
- Javított baktérium-visszatartási hatékonyság
A polírozó mátrixa és rugalmassága csökkenti a felületi karcolásokat és javítja a baktérium-visszatartási hatékonyságot
- Autoklávozható, újrafelhasználható
- Költséghatékonyabb a hagyományos eljárásokhoz képest

8001 Opti1 Step Flame



12 db. láng formájú kompozit polírozó

8002 Opti1 Step Cup

12 db. csésze formájú kompozit polírozó

8003 Opti1 Step Disc

12 db. korong formájú kompozit polírozó



23.000 Ft

GingiKnit

Retrakciós fonal

A fogíny szélének ideiglenes eltartására és az impregnált verzióban vérzéscsillapításra szolgáló kötött pamut szálból készült fonal. A retrakciós fonalat az ínybarázdába helyezve rövid időre elmozdítható az íny szövet a lenyomat készítése előtt, illetve más restaurációs eljárásokhoz.



Nem impregnált retrakciós fonal fiolában, 1.83m

13499 00n igen vékony

13500 0n vékony

13501 1n közepes

13502 2n vastag

7.800 Ft

Alumínium-kálium-szulfáttal impregnált retrakciós fonal fiolában, 1.83m

13509 00a igen vékony

13510 0a vékony

13511 1a közepes

13512 2a vastag

8.100 Ft

Revolution™ Formula 2

Fényrekötő folyékony hibrid kompozit

4 x 1 g fecskendő

Rendelhető színek

- A1, A2, A3, A3.5, A4

- B1, B2, B3

- C1, C2, C3, C4

- D2, D3

- G2

- Univerzális opák

- Fehér opák


26.000 Ft



Harmonize™

Univerzális nanohibrid kompozit

- Tökéletesebb kaméleon hatás
- A humán zománchoz hasonló fényvisszaverődés
- Dinamikus viszkozitás



4 x 1g fecskendő

Színválaszték:

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C4, XL2

Zománc A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, XL.

Áttetsző él-színek:

Borostyán, Kék, Clear, Szürke, Super clear.

24.200 Ft

Herculite XRV

Mikrohibrid kompozit

Fényre kötő, gyanta alapú, fogászati helyreállító, mely körülbelül 78 súlyszázalék (59 térfogatszázalék) szervesen töltőanyagot tartalmaz, az átlagos részecske méret 0.6 mikron. A Herculite XRV volt az első, a piacra bevezetett általános submikron kompozit, biztosítva a kitűnő esztétikai és ugyanakkor kiváló mechanikai tulajdonságok forradalmi előnyét. Évek alatt a Herculite XRV a kompozit technológia alap szabványává vált, tartósságának, szín tartósságának, esztétikai és optimális VITA™ színekhez való egyezésének köszönhetően.

Herculite XRV Mini Kit

62829 3x 3g fecskendő

Zománc: A2 A3

Dentin: A3

1 db Sav

1 db Bond - 3 ml

50 darab applikátor

62830 3x 3g fecskendő

Zománc: A2 A3.5

Dentin: A2

1 db Sav

1 db Bond - 3 ml

50 darab applikátor



Herculite XRV 1 x 5g fecskendő

Zománc/Dentin

A1/A1

A2/A2

A3/A3

A3.5/A3.5

A4/A4

B1/B1

B2/B2

B3/B3

B4/B4

C1/C1

C2/C2

C3/C3

C4/C4

D2/D2

D3/D3

D4/D4

Él szín világos

Él szín középtónus

Cervicalis vörösesbarna

Cervicalis sárgásbarna

25.700 Ft

12.400 Ft

Kerr™ PROFESSIONAL EDUCATION



2-day training courses including practical hands-on courses on endodontic and restorative dental topics with renowned international speakers.

REGISTER NOW! Each hands-on course is aimed at dentists of all specialties, whether you are still in the early years of your training and want to practice with innovative equipment, or whether you are a dentist who wants to refresh certain methods or expand your specialist knowledge. The courses take place in our modern training centers in Zurich or Prague.

20 PARTICIPANTS MAXIMUM PER COURSE

ENGLISH LANGUAGE OF THE COURSES

13. - 14. September 2024 | Prague, Czech Republic

MORE DETAILS & REGISTRATION



A comprehensive course on Biomimetic Direct restoration for anterior and posterior teeth

Dr. Agne Malisauskiene, DMD & Prof. Joseph Sabbagh DDS, MSc, PhD, HDR, FICD
Participation fee: € 769 | Early bird € 699 until 14.06.2024



MORE DETAILS & REGISTRATION

01. - 02. November 2024 | Zurich, Switzerland

Masterclass in root canal treatment: Elevate your expertise in Endodontics

Adj.Prof. Philippe Sleiman DDS, PhD & Dr. Damir Snjaric, DMD, PhD, M.Sc.
Participation fee: € 769 | Early bird € 699 until 02.08.2024



29. - 30. November 2024 | Prague, Czech Republic

MORE DETAILS & REGISTRATION



Mastering Direct and Indirect Veneers: A 2-Day Immersive Journey in Cosmetic Dentistry

Dr. Ahmed Tadfi BDS, BSc & Dr. Ajay Juneja, B.D.S, M.D.S.
Participation fee: € 769 | Early bird € 699 until 30.08.2024

A kiadványban feltüntetett árak 27% ÁFA-t tartalmaznak! Az árak 400 Ft / 1 € árfolyamig érvényes, ajánlott kiskereskedelmi árak. Az akciók 2024. augusztus 31-ig érvényesek. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kapcsolat

termékekkel kapcsolatos információ

Pivártsik Herta

Area Manager Hungary and Serbia | Kerr
+36 30 203 3085
herta.pivarcsik@envistaco.com

Pánczér Ádám

Sales Representative Hungary | Kerr
+36 30 480 2628
adam.panczer@envistaco.com