



**A VOCO LEGJOBB TERMÉKEI –  
MEGBÍZHATÓ ÉS INNOVATÍV**

# Az első thermoviszkozus technológiájú kompozit a világon

- Innovatív anyag melegítés hatására az anyag folyékony formában applikálható, majd közvetlenül utána formázhatóvá válik (thermoviszkozus technológia)
- Időtakarékos hatékony helyreállítás egyetlen anyaggal
- Kiváló kezelhetőség Buborék mentes applikálás vékony és hosszú kanüllel



... folyaszd



... melegítsd



... alakítsd




## VisCalor® bulk

REF 6062 Készlet Dispenser 80 × 0,25 g Caps (16 × univerzális, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063 Készlet Caps Warmer 80 × 0,25 g Caps (16 × univerzális, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer



A felmelegített VisCalor bulk applikálása, kiváló krémes konzisztencia és vékony kanül



A formázható VisCalor bulk könnyen adaptálható



A polírozott, száraz, II. osztályú kavitás egy nappal a töméskészítés után

Forrás: Dr. Fernando Feitosa, Americana / Brazília

## Celalux® 3


- State-of-the-art LED technológia nagy fényerővel (kb. 1.300 mW / cm<sup>2</sup>)
- Hullámhossz tartomány 450 - 480 nm
- Kecses és ergonomikus dizájn (toll alakú), a kézidarab súlya akkumulátorral és fényvezetővel mindössze 70 g
- Vibrálással jelzi, hogy mennyi idő telt el az indítástól, és újra 10 és 20 s után
- Könnyen kezelhető, kábel nélküli
- Autoklávazható 8 mm-es fényvezető
- A készülékhez mellékelt tartalék akkumulátornak köszönhetően folyamatosan használatra kész
- Az akkumulátor nagyon könnyen cserélhető

REF 9090 Celalux 3 (kézidarab, akkumulátor töltő, tápkábel cserélhető hálózati adapterrel, 2 db lítium-polimer akkumulátor, 8 mm-es fényvezető, tükröződésmentes eszköz, használati utasítások)



# Vegyen ÖTÖT hogyan rendelkezzen az összessel!

- Mind a 16 VITA® klasszikus árnyalat mindössze 5 klaszter árnyalattal lefedhető
- Csak 10 másodperc lámpázás minden árnyaltnál
- Kiváló biokompatibilitás, mivel nem tartalmaz klasszikus monomereket
- Messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodás (1,25 térfogat%)
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval



## Admira® Fusion 5

- REF 6243 Trial pack  
10 x 0,2 g Caps  
(2 mindegyikből 2 x A1, A2, A3, A3.5, A4), 10 x Futurabond U *SingleDose*, fogszínkulcs, kiegészítők
- REF 6225 Készlet fecskendő 5 x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs
- REF 6235 Caps 75 x 0,2 g (15 mindegyikből x A1, A2, A3, A3.5, A4), fogszínkulcs

### Admira Fusion 5

VITA®  
classical

A1				A2		A3				A3.5				A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Az én restaurációm:  
Biokompatibilis,  
természetes!



## Admira® Fusion

REF 2750 Készlet + ragasztóanyag fecskendő 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + Futurabond U *SingleDose* 20 db, tartozékok

REF 2780 Készlet + ragasztóanyag Caps 75 x 0,2 g (15 x A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + Futurabond U *SingleDose* 20 db, tartozékok

## Admira® Fusion Flow

REF 2816 Készlet fecskendő 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0), fogszínkulcs, tartozékok

## Admira® Fusion x-base

REF 2812 Fecskendő 2 x 2 g univerzális

## Admira® Fusion x-tra

REF 2810 Fecskendő 3 g univerzális  
REF 2811 Caps 15 x 0,2 g univerzális



További kiegészítési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.

# 'Meg vagyok győzve a GrandioSO természetes fogakhoz való hasonlatosságáról!'

Dr. H. Gräber, München, Németország

## Grandio®SO

Magas elvárásokhoz ajánljuk ezt a kompozitunkat. A töltőanyag fogszerű tulajdonságai, a rendkívül felhasználóbarát kezelhetőség, és a természetes esztétika kombinációja.

- Univerzális nano-hibrid tömőanyag
- Kiváló fizikai tulajdonságok Nagyon magas töltőanyag tartalom 89 tömeg %
- Univerzális  
A legmagasabb igényekhez mind az anterior és a posterior régiókban

REF 2600 Készlet fecskendő 5 × 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), fogszínkulcs

REF 2640 Készlet Caps 80 × 0,25 g (16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), fogszínkulcs

Fecskendő 4 g / Caps 16 × 0,25 g<sup>1</sup>



## Grandio®SO Light Flow

- Folyékony, nanohibrid tömőanyag – alacsony viszkozitású
- Alacsony viszkozitás a kiemelkedő áramlási tulajdonságoknak köszönhetően, ezért kiválóan alkalmas nehezen elérhető területekre és kis üregekre



REF 2585 Készlet fecskendő 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), fogszínkulcs, kiegészítők

Fecskendő 2 × 2 g<sup>1</sup>

## Grandio®SO Flow

- Folyékony, nanohibrid tömőanyag – közepes viszkozitású
- Kiváló áramlási tulajdonságok, univerzális alkalmazás és precíz applikálás



REF 2720 Készlet fecskendő 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), fogszínkulcs, kiegészítők

Fecskendő 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g<sup>1</sup>

## Grandio®SO Heavy Flow

- Folyékony, nanohibrid tömőanyag – magas viszkozitású
- Megnövelt stabilitás, azaz nincs nemkívánatos lefolyás, univerzális alkalmazás



REF 2680 Készlet fecskendő 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), fogszínkulcs, tartozékok

Fecskendő 4 g / Caps 16 × 0,25 g<sup>1</sup>

<sup>1</sup>További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.

# Univerzális ragasztó – az Ön döntése szerint!

Egyetlen bond minden esethez! A Futurabond U-val, az egyetlen kettős kötésű univerzális ragasztóval egyértelmű a küldetés: olyan kötés biztosítása, amely csak előnyöket és megbízhatóságot kínál, és bármilyen más ragasztórendszer feleslegessé tesz a praxisában.

## Futurabond® U

- Kettős kötésű univerzális ragasztóanyag
- Egyetlen bond minden esethez! Minden más adhezívet feleslegessé tesz a praxisban!
- Önsavazás, szelektív savazás vagy teljes savazás: a felhasználó szabadon választhat
- Kiemelkedően sokoldalú applikálhatóság



REF 1571 SingleDose 50 db, tartozékok

REF 1572 SingleDose 200 db, tartozékok

REF 1577 Futurabond U bottle, flakon 5 ml

REF 1578 Futurabond U bottle DCA, flakon 2 ml

### Önsavazás



### Szelektív savazás



### Teljes savazás



**Minden csepp egy győzelem!**

**Univerzális ragasztó, amely minden helyzethez megfelelő.**

## Futurabond® M+

- Univerzális ragasztóanyag
- Alkalmazható foszforsavas savazással, vagy anélkül
- Kiválóan alkalmas direkt vagy indirekt restaurációkhoz
- Megbízható adhézió a különböző anyagokkal, úgy a fémekkel, cirkónium-dioxid, vagy alumínium oxiddal, amint a szilikát kerámiákkal is, kiegészítő primer nélkül



REF 1515 Flakon 5 ml, tartozékok

REF 1519 Single bottle 5 ml

REF 1516 Flakon 3 x 5 ml

REF 1518 Futurabond M+ DCA, flakon 2 ml

**A Futurabond DC a jól bevált és népszerű önsavazó bond minden fényre kötő, ön- vagy kettős kötésű helyreállító anyaghoz – az erős és tartós adhézióért!**

## Futurabond® DC

- Kettős kötésű önsavazó, nanoszemcsékkel megerősített ragasztóanyag
- Kémiai kötés a polimerizációs lámpa fénye számára elérhetetlen területeken
- A Futurabond DC a foganyag kiegészítő savazása nélkül eléri a total-etch technika ragasztási tulajdonságait
- Nedvességtűrő



REF 1164 SingleDose 50 db, tartozékok

REF 1165 SingleDose 200 db, tartozékok

# Grandio – A klasszikus nano-hibrid

A Grandio-val a VOCO 2003-ban a nano-hibrid kompozitok új generációjának első szállítójaként új mércét állított fel a világon. Minden kontinensen milliószor bizonyított már, a Grandio továbbra is népszerű nano-kompozit! Az innovatív nanotechnológia nagy teljesítményű kompozittá teszi a Grandio-t, amely fizikai tulajdonságairól és optimális kezelési tulajdonságairól is ismert – mindenütt.

## Grandio®

- Ideális konzisztencia és könnyű kezelhetőség
- A természetes foghoz hasonló E-modulus
- Kifejezetten kopásálló és ellenáll a rágóerőnek
- Magas biokompatibilitás az alacsony gyantatartalomnak köszönhetően



REF 1800 Készlet fecskendő 5 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), fogszínkulcs

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



Kiindulási állapot

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo



Preparálás és Grandio Flow réteg



A Grandio-val befejezett restaurálás

# Grandio Flow – folyékonyágban szintén páratlan!

A minimál invazív kavitások helyreállításától a kiterjesztett barázdazáráson át a héjak javításáig - a Grandio összes előnye a Grandio Flow-ban, a folyékony változatban is megtalálható. Egyértelmű technológiai előnyének köszönhetően a Grandio Flow messze maga mögött hagyja a hagyományos flow anyagokat: a gyantatartalom akár 50%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos flow anyagokban, ami a felületi keménység és a kopásállóság területén csúcseredményekhez vezet.


## Grandio® Flow

- Optimális folyóképesség
- Magas töltőanyag-tartalom 80 tömeg %
- Grandio-val azonos színek
- Mikrohibrid kompozit – fizikai tulajdonságait tekintve




REF 1860 Készlet fecskendő 8 × 2 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, OA2), fogszínkulcs, tartozékok

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



Hagyományos flow, kitöltetlen terület



Grandio Flow, nanorészecskékkel kitöltve

# Amaris – a ragyogó eredményekért

Természetesen egyszerű, egyszerűen gyönyörű! Ha a legmagasabb esztétikáról van szó, az Amaris-t ajánljuk. Egy különlegesség az extra kompozit osztályról: A rendszer nagyfokú rugalmasságot biztosít a színrétegzésben, mivel a két munkalépésben folyamatosan változtathatja a színárnyalatot – még rétegzés közben is! Így a rendkívül esztétikus végeredmény nem csak a kezdeti árnyalattól függ.

## Amaris®

- Optimális polírozhatóság, ellenáll az abrázióknak és fényes
- Két egyszerű lépés, alacsony anyagköltség
- Természetes színátmenetek
- A teljes árnyalattartomány lefedhet mindössze nyolc alkotóelem kombinációja révén



REF 1930 Starter Készlet Caps  
32 × 0,25 g (4 × 01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow feccskendő 2 × 1,8 g (HT, HO), fogszínkulcs, tartozékok

REF 1949 Készlet feccskendő 8 × 4 g (01, 02, 03, 04, 05, TL, TN, TD), Amaris Flow feccskendő 2 × 1,8 g (HT, HO), fogszínkulcs, tartozékok

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



Az Amaris TL alkalmazása a zománc palatális rekonstrukciójához

Forrás: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brazília



Modellezés Amaris 01-el, természetes megjelenés a mamelonák kialakítása Amaris Flow HO-val



A kész anterior restauráció

# x-tra fil: Amalgám - köszönöm nem!

A VOCO x-tra fil fényre keményedő, bulk-fill, poszterior helyreállító anyag több, mint egy alternatíva. Az alapellátásban az optimális kezelési időn belül a legjobb ár-teljesítményt lehet vele biztosítani. Az anyaggal különösen könnyű dolgozni, a vonzó esztétikai eredmény pedig igazán meggyőző.

## x-tra fil®

- 4 mm kötési vastagság
- Megszilárdulás rétegenként csak 10 másodperc
- Univerzális szín
- Csökkentett feldolgozási idő, különösen ha valamelyik Futurabond SingleDose ragasztóval együtt alkalmazza

Több mint  
**13 millió**  
helyreállítás  
világszerte!<sup>2</sup>



REF 1739 Feccskendő 10 × 5 g

REF 1740 Feccskendő 5 g

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

<sup>2</sup>értékesítési adatok alapján

# Fonál a kapszulából

A VOCO Retraction Paste nélkülözhetetlen segítőtárs az ideiglenesen tág szulkusz, és a száraz ínnyel való biztosításához. Megteremti a sikeres hagyományos vagy digitális lenyomatvételek feltételeit.

## VOCO Retraction Paste

- Asztringens paszta hatékony ideiglenes szulkusz tágításra, a száraz ínnyel való biztosítására
- Vékony és rugalmas végű kanül - egyszerű és pontos applikálás a szulkuszba
- Változó viszkozitás - a paszta konzisztenciája változik az applikálás és a szulkusz tágulása közben
- Jó láthatóság – kontrasztos az ínnyel



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

# Lenyűgözően precíz!

A precízen illeszkedő műfogsorokhoz olyan lenyomatanyagra van szükség, amely tulajdonságai révén megfelelő lenyomatot biztosít – a kezdetektől a kiöntésig. Ezt a szolgáltatási koncepciót következetesen megvalósítottuk a V-Posilban.

## V-Posil®

- Precíziós lenyomatanyag, VPS
- Erősen hidroaktív A-szilikon a nagy pontosság érdekében
- Hosszú munkaidő rövid intraorális kötési idővel kombinálva
- Kivételes szívósság: a kész lenyomatot érő deformitás utáni alakvisszanyerés biztosítja a biztonságot az eltávolítás alatt vagy után
- Jó hidroaktivitás, még kötés után a kiöntésnél is, ezzel támogatva a tökéletes helyreállítások készítését



### Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2991

Putty Fast Patron 2 × 380 ml  
Light Fast Patron 2 × 50 ml

### Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast

REF 2985

Heavy Soft Fast Patron 2 × 380 ml  
Light Fast Patron 2 × 50 ml

### Starter-Set Mono Fast / Light Fast

REF 2987

Mono Fast Patron 2 × 380 ml  
Light Fast Patron 2 × 50 ml

### Starter-Set Putty Fast / Light Fast

REF 2984

Putty Fast Tégely 2 × 450 ml  
Light Fast Patron 2 × 50 ml

### Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast

REF 2904

Putty Soft Fast Tégely 2 × 450 ml  
Light Fast Patron 2 × 50 ml



# Alábélések minden napra

A jó alábélelés a sikeres helyreállítás kulcsa. Akár közvetlen, akár indirekt pulpasapkázás, vagy fényrekötés szükséges, alábélelőinkkel Ön választhat a helyzettől függően.

## Ionoseal®

- Fényre kötő, üveg ionomer – kompozit alábélelő
- Azonnal használható, egykomponensű anyag
- Időtakarékos, fényre másodpercek alatt megköt
- Gyors és higiénikus alkalmazás



REF 1326 Fecskendő 3 x 2,5 g, tartozékok



Preparált kavítás

Forrás: Dr. Marcelo Balsamo



Az Ionoseal közvetlen applikálása



A kész alábélelés



A befejezett restauráció

## Calcicur®


- Használatra kész kalcium hidroxid paszta
- Bármilyen alábélelő vagy restaurációs anyaggal használható
- Azonnali használatra kész
- Bakteriosztatikus hatás a magas pH-értékének (12,5) köszönhetően



REF 1096 Fecskendő 3 x 2,5 g, tartozékok

## Calcimol LC

- Fényre kötő, röntgenárnyékot adó kalcium hidroxid paszta
- Hatásos pulpavédelem
- Használatra kész egykomponensű anyag
- Időtakarékos, fényre kötő és direkt applikálású NDT®-fecskendőből



REF 1307 Fecskendő 2 x 2,5 g, tartozékok

REF 1047 Tubus 2 x 5 g tartozékok

# Erős ideiglenesek

A rágófunkciónak, a fonetikának és az esztétikának, még ideiglenes helyreállítások esetén is megfelelőnek kell lennie. A Structurral, a mi önkötő ideiglenes kompozitunkkal, kiváló minőségű, akár hosszú távon is tartós, ideiglenes koronák és hidak készíthetők néhány lépésben. Az anyag a VOCO jól ismert nano-hibrid technológiáján alapszik.

## Structur 2

- Egyszerű és gyors munkafolyamat
- Egy percnél rövidebb kötési idő a szájbán
- Könnyen alakítható és polírozható



REF 1492 Patron 5 × 75 g, A2 keverő kanülök 6-os típus  
REF 1491 Patron 5 × 75 g, A3 keverő kanülök 6-os típus

Patron 75 g, tartozékok<sup>1</sup>

## Structur 3

- Alkalmazás
  - gyors, egyszerű és megbízható, az 1:1 patronos rendszernek köszönhetően
  - rövid kötési idő
  - az elasztikus fázis lehetővé teszi a könnyű eltávolítást a preparált fogról
  - polírozás nélkül is fényes – csupán az inhibíciós réteget kell eltávolítani
- Tartósság
  - nagy nyomószilárdság
  - kiváló törés szilárdság



REF 2512 Patron 5 × 50 ml, A2 keverő kanülök 6-os típus  
REF 2513 Patron 5 × 50 ml, A3 keverő kanülök 6-os típus

Patron 50 ml, tartozékok<sup>1</sup>

<sup>1</sup>További kiegészítési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



Elastikus fázisban történő eltávolítás után: extraorális kötés

Forrás: Prof. Dr. Jürgen Manhart, München / Németország



A kész ideiglenes híd



Structur 3 híd in situ

## Clip, Clip F és Clip F fluorescent

- Kezelhetőség: könnyen eltávolítható a preparációs határok megsértése nélkül, kiválóan modellezhető
- Hatékony: egyszerű, gazdaságos fecskendő applikálás
- Azonnal terhelhető: polimerizációs lámpa fényére köt meg
- A Clip F fluorescens UV-A fényben fluoreszkál: megkönnyíti a legkisebb anyagmaradványok észlelését és eltávolítását




REF 1285 Clip, fecskendő 3 × 4 g

REF 1287 Clip Caps 25 × 0,2 g

REF 1283 Clip F, fecskendő 3 × 4 g

REF 1288 Clip F fluorescent, fecskendő 2 × 4 g, fluoreszcens



## Csonkfelépítés egyszerűen

Ha a természetes fog még elegendő foganyaggal rendelkezik, általában a megőrzés az elérendő cél. A mi csonkfelépítőnkkel, a klasszikus RebilDA DC-vel és a hozzáilleszkedő gyökércsapokkal, a RebilDA Post, olyan alaprendszert kínál, amely még terhelés alatt is úgy viselkedik, mint a természetes fog.

### RebilDA® Post

- Üvegszállal erősített kompozit csap
- Dentinhez hasonló tulajdonságok, nagy hajlítószilárdság
- Nagy radiopacitás (350 %AI)
- Anatómiai forma



REF 1782 Készlet II 5 csap mindegyikből (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 fúró mindegyikből (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond flakon 5 ml, Futurabond U *SingleDose* 20 db, RebilDA DC QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok

### RebilDA® DC

- Kettős kötésű, folyékony csonkfelépítő és csap rögzítő rendszer
- Gyors feldolgozás a fényrekötés által
- Kiegészítő kémiai kötés a megbízható felhasználásért
- 10 g-os QuickMix fecskendőben és 50 g-os patronokban is szállítható



REF 1396 Patron 50 g dentin, tartozékok  
REF 1397 Patron 50 g kék, tartozékok  
REF 1398 Patron 50 g fehér, tartozékok

REF 1403 QuickMix fecskendő 10 g dentin, tartozékok  
REF 1404 QuickMix fecskendő 10 g kék, tartozékok  
REF 1405 QuickMix fecskendő 10 g fehér, tartozékok

### RebilDA DC fluorescent

aktiválható fluoreszcenciával

- UV-A fényben a csonkfelépítés szélein az anyagfelesleg kiválóan látható (mély szubgingivális szinten is)
- Természetes fényben pedig dentin színű

REF 1399 Patron 50 g, fluoreszcens dentin, tartozékok

REF 1406 QuickMix fecskendő 10 g, fluoreszcens dentin, tartozékok

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



## A globális sikertermék

A Profluorid Varnish nélkülözhetetlen a fogérzékenység csökkentéséhez. A lakk könnyen felvihető és pillanatok alatt megszárad. Nem csak jó érzés, de ízletes is – hiszen hét vonzó íz közül biztosan minden beteg megtalálja a neki tetszőt. Tubusban és patronban is kapható.

### VOCO Profluorid® Varnish

- Gyors deszenzibilizáció és fluoridleadás (5 % NaF  $\pm$  22.600 ppm fluorid)
- Könnyen applikálható - nedvesség tűrő
- Hét kellemes ízben kapható



Íz	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tubus 10 ml
Dinnye	REF 1271	REF 1267
Karamell	REF 2229	REF 2232
Cseresznye	REF 2230	REF 2233
Menta	REF 2231	REF 2234
Rágógumi	REF 2239	-
Cola Lime	REF 2241	REF 2236
Pina Colada	REF 2243	REF 2237
Íz	4 x 10 ml Tubus	
Mixed	REF 2971	

További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.



# A fluoridálás aranystandardja

A Bifluorid 10 a mindennapi segítőtárs a túlérzékenység kezelésében. A lakk sokoldalú és könnyen felvihető –ideális fogszabályozó kezeléseknél és fogfehérítésnél is.

## Bifluorid 10®

- Fluoridlakk túlérzékeny fogak kezelésére
- Azonnal csökkenti az érzékenységet
- Védő bevonatot képez a hő- és mechanikai hatások ellen
- Speciális bázislakk hosszú távú hatást és mély fluoridálást biztosít




REF 1616 Flakon 10 g

REF 1617 Flakon 3 × 10 g,  
Solvent flakon 10 ml,  
Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 db, tartozékok

REF 1619 SingleDose 200 db, tartozékok



# Erős tömések bondozás nélkül

## Ionolux®

- Fényre kötő üveginomer tömőanyag
- Fotopolimerizációval egyénileg, kiválóan beállítható munkaidő – kötési idő
- Nem szükséges a fog kemény szövetének kondicionálása
- Nem ragad a műszerhez, könnyen modellezhető



REF 2115 Készlet applikációs kapszulák  
50 db (10 × A1, 10 × A2,  
30 × A3)

REF 2122 Applikációs kapszulák 150 db  
A2

REF 2123 Applikációs kapszulák 150 db  
A3

# Színek a gyerekeknek – évek óta bizonyít

## Twinky Star®

- Csillogó hatást keltő, színes, fényre kötő kompomér
- Nyolc tetszetős szín, csillogó hatással
- Kapszulából könnyű és gyors alkalmazás
- Kiváló polírozhatóság



REF 1680 Készlet Caps 40 × 0,25 g  
(5 db minden színből),  
fogszínkulcs



# Napi segítség a praxisában

## Fissurit® F

- Fényre kötő barázdázó anyag fluorid-dal, fehér
- Gyors és egyszerű applikálás az „el nem cseppenő“ NDT® fecskendőből
- Fehér szín a könnyebb kontrollhoz
- Kiváló folyási tulajdonságok és alacsony viszkozitás




REF 1292 Fecskendő 2 x 2 g, tartozékok

REF 1293 Készlet fecskendő 5 x 2 g, tartozékok

## Pele Tim

- Habszivacs labdacok folyadék és paszta készítmények nyomás nélküli applikálására
- 5 praktikus méret
- Fájdalommentes, nyomás nélküli applikáció
- Gazdaságos applikálás



REF 2250 No. 0 3.000 x ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 x ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 x ø 5 mm  
REF 2254 No. 3 500 x ø 8 mm  
REF 2255 No. 4 500 x 6 x 8 mm

# Perfect Bleach – természetes fehérség

A Perfect Bleach hatékony, gyengéd és tartós: otthoni fehéritő rendszerünkkel kényelmes és korszerű fogfehéritést kínálhat pácienseinek, amely megfelel a legmagasabb esztétikai igényeknek is – és mindezt vonzó ár-teljesítmény arány mellett.



## Perfect Bleach®

- Egyszerűen, könnyen applikálható
- Kíméletes a foganyaghoz és a meglévő restaurációkhoz
- Egyértelmű fehéritő eredmény már rövid idő után is



REF 1664 Készlet fecskendő 6 x 2,4 ml 16% karbamid-peroxid, Block Out Gel LC fecskendő 1,2 ml, anyaga 2 sínhez, tároló doboz, kozmetikai táska, fogszínkulcs, tartozékok

REF 1662 Fecskendő 3 x 2,4 ml 10 %-os karbamid peroxid

REF 1665 Fecskendő 3 x 2,4 ml 16 %-os karbamid peroxid

REF 1019 Perfect Protect, fecskendő 2 x 2 ml

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.

# Tartós – savazás és ragasztás nélkül!

A foghoz és a helyreállításhoz való biztos tapadás érdekében: a Bifix SE-vel, a kettős kötésű, öntapadó ragasztórendszerrel, gyorsan és megbízhatóan ragaszthatók indirekt pótlások és gyökércsapok. A kompozit alapú anyag alkalmas kerámiákhoz, cirkónium-dioxidhoz, kompozitokhoz, valamint fémhez. Nincs szükség bondra vagy kondicionálóra, mivel már minden szükséges komponens benne van.

## Bifix® SE

- Gyors alkalmazás: nem kell savazni, nem kell bondozni
- Szagtalan
- Könnyen kezelhető



REF 1784 Készlet QuickMix fecskendő 3 x 5 g (univerzális, transzparens, fehér opák), tartozékok

QuickMix fecskendő 5 g, tartozékok<sup>1</sup>

<sup>1</sup>További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a [www.voco.dental](http://www.voco.dental) oldalon.

# Fogsor alábélelés – tudjuk, hogyan kell!

Tökéletesen kidolgozottság – egyetlen ülésben. Az Ufi Gel hard C és az Ufi Gel SC az ideális álomcsapat a mindennapi protetikához. A rendszer minden alábélelési feladathoz speciális megoldást kínál, és könnyen, egyszerűen és időtakarékosan alkalmazható a szék mellett. Amennyiben pedig a későbbiekben kiigazításokra lenne szükség, ezek a kiegészítések az évek során elvégezhetők.

## Ufi Gel® hard C

- Keményen maradó direkt fogsoralábélelő
- Komplet, egy ülésben kivitelezhető kemény alábélelő
- Metil-metakrilát-mentes
- Semleges íz és illat



REF 2215 Készlet patron 80 g, adhezív flakon 10 ml, tartozékok

## Ufi Gel® SC

- Puhán maradó, hidegen kötő, szilikon bázisú fogsor alábélelő
- Csúcsminőségű alábélelő szilikon
- Teljes alábélelés egyetlen ülésben (chairside)
- Tartósan puhán maradó



REF 2215 Készlet patron 50 ml, adhezív flakon 10 ml, máz-bázis 10 ml, máz-katalizátor 10 ml, tartozékok



# CLEAN and enJOY

A CleanJoy segítségével a fogtisztítás teljes élvezetté válik!

A paszta kíméletesen távolítja el a lepedéket és az elszíneződést, miközben az íze is finom: menta, cseresznye és karamell. Xilit és fluorid (700 ppm) tartalma szintén hozzájárulnak a fogak remineralizációjához és a fog természetes szerkezetének megerősítéséhez.


## CleanJoy®

- Stabil, homogén állag, nem fröccsen (2.000 - 3.000 fordulat / perc)
- Nem tartalmaz parabént
- Három tisztítási fokozatban érhető el – külön-külön is alkalmazható, igazodva minden helyzethez



Íz	Durva (piros) Tubus 100 g	Közepes (sárga) Tubus 100 g	Finom (zöld) Tubus 100 g
Menta	REF 2092	REF 2091	REF 2090
Karamell	REF 6092	REF 6091	REF 6090
Cseresznye	REF 6100	REF 6099	REF 6098

Tubus 4 x 100 g finom (zöld)  
Menta  
REF 2089



## Az Ön rendelése

Az ajánlatok csak a résztvevő kiskereskedelmi partnereknél érvényesek.  
A különleges árakat az Ön kereskedője mindig figyelembe veszi.

A hibák és hiányosságok kivételt képeznek. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ez a prospektust átadta:

VC 84-009900 HU 0325

